

UV



exeol training gel

Gel fluorescent

► Pour la formation au traitement hygiénique des mains par friction.



FRICION
DES MAINS



Sur mains propres et sèches, appliquer une quantité suffisante de gel pour maintenir les mains humides pendant 30 sec.



Frictionner les mains et poignets en suivant toutes les étapes illustrées ci-dessous :



1 Friction paume contre paume.



2 Friction de la paume de la main droite sur le dos de la main gauche avec doigts entrelacés et vice-versa.



3 Friction de la paume contre paume avec doigts entrelacés.



4 Friction des dos des doigts dans la paume de la main opposée.



5 Friction circulaire d'un pouce, puis l'autre.



6 Friction de la pulpe des doigts et des ongles.



7 Friction des poignets.



8 Contrôlez la bonne application d'**exeol training gel** sur vos mains dans l'**exeol training box**.

Poursuivre la friction jusqu'au séchage complet des mains. Ne pas rincer.

Tutoriel **exeol training kit**



Dossier produit disponible
sur www.exeol.fr

 Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANTÉ
exeol