

Fauteuil coquille ESSENTIEL e



L'ESSENTIEL e avec tablette, est un Dispositif Médical de Classe A qui permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 2 boutons. Usage intérieur exclusif.

L'assise de votre fauteuil est composée de mousse à mémoire de forme de Type Classe II.

L'ESSENTIEL e est un **produit exclusif** sur le marché, D.M. agréé par le CERAH

Caractéristiques :

- **Autonomie électrique du patient - inclinaison 100% électrique** : Assise / Dossier / Repose jambes synchronisés.
- **Fauteuil recouvert de mousse HD** (Haute Densité)
- **Assise garnie d'une mousse à mémoire de forme de Type Classe II**
- **Oreiller cervical**
- **Harnais 4 points**
- 3 types de revêtements disponibles : **Pvc/Polyuréthane** : Cacao – **Velours déperlant** : Choco Edition – **Tissu chiné** : Gris Chiné. Revêtement Pvc/Polyuréthane correspondant aux normes **Non Feu M2**.
- **5 Largeurs d'assise** : 38 cm, 44 cm, 50 cm, 56 cm et 65 cm
- **Hauteur sol/siège** : 48 cm
- **Largeur hors tout du fauteuil** : largeur d'assise + 26 cm
- **2 Options disponibles** : Cale tronc ajustable (droit/gauche) – Kit Batterie
- **Poids maximum utilisateur** : 130 kg
- Livré monté franco à l'unité
- **Fabrication Française**
- Poids du fauteuil : environ 47 kg
- **Garanties** :
 - Fauteuil : 2 ans
 - Vérin : 5 ans

Télécommande :

Les deux premiers boutons permettent de bénéficier de la fonction AUTONOMIE électrique avant/arrière, permettant de gérer soi-même son inclinaison.



Aide à l'entretien :

La durée de vie prévue du fauteuil est influencée par l'utilisation, le stockage, l'entretien et le nettoyage réguliers.

Afin de garder votre fauteuil INNOV'SA en bon état, vous devez l'entretenir régulièrement de la manière suivante :

- Contrôlez et nettoyez les roues. Remplacez celles-ci si nécessaire.
- Vérifiez la fixation des vis, les leviers, les boutons de réglage.
- Contrôlez les freins.
- Contrôlez le fauteuil (propreté fissures, dommages sur les pièces de structure, etc.) et nettoyez-le. Remplacez le revêtement si nécessaire.

Caractéristiques techniques :

Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors tout	Hauteur assise	Hauteur hors-tous	Poids du fauteuil	Poids maxi utilisateur
						
380 mm 440 mm 500 mm 560 mm 650 mm	470 mm 480 mm 490 mm	Largeur d'assise + 260 mm	480 mm	1320 mm	47 kg	130 kg
Tolérances dimensionnelles et pondérales $\pm 15\text{mm}$ / 1.5 kg						