



Le Jet Dentaire **NEOPULSE® MY FIRST**, mon premier hydropulseur

Si se brosser les dents est impératif, le **nettoyage interdentaire** au quotidien l'est tout autant pour garder **une bouche saine** et un **sourire éclatant**.

NEOPULSE® MY FIRST, un jet dentaire modulable

L'hydropulseur **NEOPULSE® MY FIRST** permet d'éliminer la plaque et les **résidus alimentaires restés coincés** entre vos dents. Son utilisation quotidienne prévient, entre autres, les **maladies parodontales**, la **mauvaise haleine** ou encore les **caries**.

Parfait pour les novices

Son utilisation est **simple et adaptée** aux néophytes de l'hygiène interdentaire. L'hydropulseur **NEOPULSE® MY FIRST** est idéal pour commencer à compléter son brossage de dents et adopter une **bonne routine bucco-dentaire** au quotidien.

6 réglages adaptés à vos besoins

Le **jet dentaire NEOPULSE® MY FIRST** s'adapte à vos dents et vos gencives grâce à ses **6 réglages de pression** (entre 1,7 et 7,6 bars). Protégez vos enfants contre les **caries** et les **maladies parodontales** (gingivite, mauvaise haleine, parodontite, etc.) et initiez-les **dès le plus jeune âge** (6 ans) à l'**hygiène interdentaire**.

L'hydropulseur **NEOPULSE® MY FIRST**, efficace et maniable

Format dit « poignée », « de voyage » ou « sans fil », le jet dentaire **NEOPULSE® MY FIRST** est **performant** et ultra-compact.

Efficace

Le **jet dentaire NEOPULSE MY FIRST** élimine efficacement la plaque dentaire et les débris alimentaires logés dans les **zones inaccessibles avec la brosse à dents**. Son **réservoir amovible** de 145 ml vous offre **45 secondes de pure fraîcheur !**

Double utilité

Son **action 2 en 1** combine à la fois un nettoyage des **espaces interdentaires** et un entretien des **appareils orthodontiques**. Pour cela, **2 canules classiques** vous assurent un nettoyage en profondeur des espaces interdentaires (espace entre chaque dent) et **2 canules orthodontiques** entretiennent les **braquettes** des appareils dentaires. Les 2 embouts orthodontiques peuvent également être utilisés au quotidien pour **brosser entre les dents**.

Nomade

Le jet dentaire **NEOPULSE® MY FIRST** est l'hydropulseur portable **le plus compact du marché**. Il trouvera aussi bien sa place dans votre salle de bains que dans votre valise. Fourni avec sa **pochette de transport**, il vous accompagne dans tous vos déplacements.

Les caractéristiques du jet dentaire **NEOPULSE® MY FIRST**

- ✓ Jet d'eau à pulsation : de 1 300 à 1 700 puls/min
- ✓ **Puissance réglable avec 6 niveaux de pression entre 1,7 et 7.6 bars**
- ✓ Ultra-compact (H x P): 23 X 4,5 cm
- ✓ Contenance du réservoir : 145 ml
- ✓ Durée d'utilisation : environ 45 sec

- ✓ Fourni avec 2 embouts classiques et 2 embouts orthodontiques
- ✓ Rechargeable sans socle et avec le câble USB fourni, plus aucun fil ne traîne dans la salle de bains !
- ✓ **Une pochette de voyage offerte**
- ✓ Disponible en 2 couleurs : blanc cuivré et noir chromé
- ✓ Garantie : 2 ans
- ✓ Pièces détachées disponibles à l'achat sur www.neopulse.fr
- ✓ **Réparable pendant et après la garantie** dans **l'atelier de NEOPULSE®** dans les Yvelines (78) 

L'hydropulseur NEOPULSE®, un choix à la hauteur de votre sourire

Compléter le brossage des dents par l'utilisation d'un jet dentaire vous assure un soin complet de la bouche. La puissance modulable de l'eau pulsée des jets dentaires NEOPULSE® permet :

- ✓ D'éliminer les **débris alimentaires** et la **plaque dentaire** qui se sont accumulés entre vos dents ;
- ✓ De prévenir et réduire le **saignement des gencives** ;
- ✓ De lutter contre la **mauvaise haleine** ;
- ✓ De nettoyer en profondeur les **appareils orthodontiques**
- ✓ De déloger les bactéries présentes dans les **poches parodontales**.

L'utilisation quotidienne d'un jet dentaire NEOPULSE® vous procure un **véritable confort** et une **sensation de fraîcheur**. Finis la mauvaise haleine et le saignement des gencives. NEOPULSE® vous aide jour après jour à **préserver votre santé buccale**, tout en agissant positivement sur votre santé générale.

Comment utiliser votre jet dentaire ?

Conseils d'utilisation de la canule classique pour le nettoyage des espaces interdentaires :

- Placez-vous bien au-dessus du lavabo et regardez vers le bas (surtout ne vous regardez pas dans le miroir !)
- Gardez la bouche légèrement ouverte et laissez l'eau s'écouler à l'extérieur de votre bouche.
- Placez la canule dans la bouche et orientez la vers la ligne gingivale (entre les dents et la gencive).
- Utilisez le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.

- Commencez par les dents arrière, puis faites glisser la canule progressivement vers les dents avant.
- Marquez un temps d'arrêt au niveau de chaque dent, à l'extérieur puis à l'intérieur des dents supérieures et inférieures.
- L'hydropulseur restant avant tout un appareil d'hygiène, il est important de le sécher après chaque utilisation

Tableau comparatif des 4 **hydropulseurs NEOPULSE®**

Vous hésitez entre les différents jets dentaires **NEOPULSE®** ? Pour vous aider dans votre choix, vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des 4 hydropulseurs disponibles.

Modèles	NP1 MICRO	EASY	MY FIRST
			
	Multi-usage		2 en 1
Fonction	<i>Nettoyage interdentaire, langue, hygiène nasale, appareils orthodontiques, implants, bridges, couronnes ...</i>	<i>Nettoyage interdentaire, langue, appareils orthodontiques, implants, bridges, couronnes...</i>	<i>Nettoyage interdentaire + appareils orthodontiques</i>
	Pour les habitués des jets dentaires, l'hydropulseur fixe le plus compact	Tout en un, il répond à l'ensemble des besoins de la famille	Adapté aux novices du nettoyage interdentaire et aux grands voyageurs
Type	Fixe	Poignée voyage	Poignée voyage
Dimensions (H x P cm)	12 x 7 cm	22 x 6,5 cm	23 x 4,5 cm
Poids	350 g	247 g	265 g
Contenance du réservoir	350 ml	250 ml	145 ml
Nombre de réglages	Réglage progressif	5	6
Puissance minimum	3,5 bars	3,1 bars	1,7 bars
Puissance maximum	7,6 bars	7,6 bars	7,6 bars
Choix de canules	5	4	2
Nombre de canules fournies	8	6	4
Autonomie	5 jours	5 jours	10 jours
Durée d'utilisation	70 sec	60 sec	45 sec
Alimentation (sans socle)	Sur batterie rechargeable avec le câble USB fourni	Sur batterie rechargeable avec le câble USB fourni	Sur batterie rechargeable avec le câble USB fourni
Fourni avec	Trousse de transport	Trousse de transport	Pochette de transport
Ventes pièces détachées	oui	oui	oui
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Réparable sous et hors garantie	oui	oui	oui