



Jet dentaire **EASY NEOPULSE®** pour toute la famille

Si se brosser les dents est impératif, **nettoyer** quotidiennement ses espaces **interdentaires** l'est tout autant pour préserver une **bouche saine** et un **sourire éclatant**.

L'hydropulseur **EASY NEOPULSE®** innovant et performant

La puissance de l'**hydropulseur** permet d'éliminer efficacement la **plaque interdentaire** avant l'apparition du **tartre**.

Hautes performances

En complément du brossage, 1 à 2 fois par jour, le **jet d'eau pulsé EASY** vous offre un **nettoyage efficace, rapide et ludique** de votre bouche. Son utilisation quotidienne vous procure une **sensation de fraîcheur** et illumine votre sourire.

5 réglages de pression

Personnalisez votre **jet dentaire EASY NEOPULSE®** en **sélectionnant la pression** qui convient le mieux à vos dents et votre gencive (entre 3,1 et 7,6 bars).

Des capacités renforcées

L'hydropulseur **EASY NEOPULSE®** est un jet dentaire de voyage disposant d'un **réservoir de 240 ml**. Sa **grande capacité** vous permet de nettoyer en

profondeur dans les zones inaccessibles avec la brosse à dents (entre les dents, poches parodontales, implants...). Profitez d'une **contenance renforcée** avec un réservoir supplémentaire de 300 ml en option sur le site www.neopulse.fr

Jet interdentaire **EASY NEOPULSE®**, un hydropulseur 4 en 1

L'intensité de son **jet d'eau multi-usage** offre un nettoyage en complet des **dents** et de la **langue**, et ce, où que vous alliez.

Un soin complet pour toute la famille

La puissance du **jet dentaire** se règle et permet à toute la famille de l'utiliser. Ainsi protégez vos enfants contre les **caries** et les **maladies parodontales** (gingivite, mauvaise haleine, parodontite, etc.) et initiez-les **dès 6 ans à l'hygiène interdentaire**. Vos adolescents portent un appareil dentaire ? Faites-le bénéficier de la canule orthodontique fournie avec votre hydropulseur pour nettoyer efficacement les **braquettes de son appareil orthodontique**.

6 canules interchangeables fournies

4 utilisations combinées en un seul hydropulseur :

- Les 3 canules **classiques** pour un nettoyage interdentaire efficace ;
- La canule **orthodontique** pour renforcer votre hygiène dentaire et nettoyer en profondeur votre appareil dentaire ;
- La canule **parodontale**, prévue pour l'entretien de vos implants dentaires, Bridges, couronnes ... et poches parodontales ;
- La canule **gratte-langue**, pour évacuer en douceur les bactéries responsables d'une mauvaise haleine.

Mobilité de son utilisation

L'hydropulseur **EASY NEOPULSE®** et sa **trousse de transport** fournie, vous accompagnent où que vous alliez. Voyagez avec votre **routine bucco-dentaire**, car seul la régularité offre un résultat !

Les caractéristiques du jet dentaire **EASY NEOPULSE®**

- ✓ Jet d'eau à pulsation : de 1200 à 1400 puls/min
- ✓ Puissance réglable avec 5 niveaux de pression entre 3,1 et 7.6 bars
- ✓ Rotation tête à 360°

- ✓ Compact (H x P) : 22 x 6,5 cm
- ✓ **Contenance du réservoir : 240 ml**
- ✓ Durée d'utilisation : environ 60 sec
- ✓ **Fourni avec 6 canules interchangeables** : 3 Classiques (2 noires et 1 blanche), 1 Gratte-langue, 1 parodontale et 1 Orthodontique
- ✓ Rechargeable avec un câble USB, aucun fil ne traîne dans la salle de bain !
- ✓ **Une trousse de voyage offerte**
- ✓ Garantie : 2 ans
- ✓ Pièces détachées disponibles à l'achat sur www.neopulse.fr
- ✓ **Réparable pendant et après la garantie** dans **l'atelier de NEOPULSE®** dans les Yvelines (78) 

L'hydropulseur **NEOPULSE®**, un choix à la hauteur de votre sourire

Compléter le brossage des dents par l'utilisation d'un jet dentaire vous assure un soin complet de la bouche. La puissance modulable de l'eau pulsée des jets dentaires **NEOPULSE®** permet :

- ✓ D'éliminer les **débris alimentaires** et la **plaque dentaire** qui se sont accumulés entre vos dents
- ✓ De prévenir et réduire le **saignement des gencives**
- ✓ De lutter contre la **mauvaise haleine**
- ✓ De nettoyer en profondeur les **appareils orthodontiques**
- ✓ De prendre soin de ses **implants, bridges, couronnes, inlay...**
- ✓ D'enlever les bactéries présentes dans les **poches parodontales**

L'utilisation quotidienne d'un jet dentaire **NEOPULSE®** vous procure un **véritable confort** et une **sensation de fraîcheur**. Finis la mauvaise haleine et le saignement des gencives. **NEOPULSE®** vous aide jour après jour à **préserver votre santé buccale**, tout en agissant positivement sur votre santé générale.

Comment utiliser votre jet dentaire ?

Conseils d'utilisation de la canule classique pour le nettoyage des espaces interdentaires :

- Placez-vous bien au-dessus du lavabo et regardez vers le bas (surtout ne vous regardez pas dans le miroir !)
- Gardez la bouche légèrement ouverte et laissez l'eau s'écouler à l'extérieur de votre bouche.

- Placez la canule dans la bouche et orientez la vers la ligne gingivale (entre les dents et la gencive).
- Utilisez le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.
- Commencez par les dents arrière, puis faites glisser la canule progressivement vers les dents avant.
- Marquez un temps d'arrêt au niveau de chaque dent, à l'extérieur puis à l'intérieur des dents supérieures et inférieures.
- L'hydropulseur restant avant tout un appareil d'hygiène, il est important de le sécher après chaque utilisation

Tableau comparatif des 4 **hydropulseurs NEOPULSE®**

Vous hésitez entre les différents jets dentaires **NEOPULSE®** ? Pour vous aider dans votre choix, vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des 4 hydropulseurs disponibles.

Modèles	NPI MICRO	EASY	MY FIRST
			
	Multi-usage		2 en 1
Fonction	<i>Nettoyage interdentaire, langue, hygiène nasale, appareils orthodontiques, implants, bridges, couronnes...</i>	<i>Nettoyage interdentaire, langue, appareils orthodontiques, implants, bridges, couronnes...</i>	<i>Nettoyage interdentaire + appareils orthodontiques</i>
	Pour les habitués des jets dentaires, l'hydropulseur fixe le plus compact	Tout en un, il répond à l'ensemble des besoins de la famille	Adapté aux novices du nettoyage interdentaire et aux grands voyageurs
Type	Fixe	Poignée voyage	Poignée voyage
Dimensions (H x P cm)	12 x 7 cm	22 x 6,5 cm	23 x 4,5 cm
Poids	350 g	247 g	265 g
Contenance du réservoir	350 ml	250 ml	145 ml
Nombre de réglages	Réglage progressif	5	6
Puissance minimum	3,5 bars	3,1 bars	1,7 bars
Puissance maximum	7,6 bars	7,6 bars	7,6 bars
Choix de canules	5	4	2
Nombre de canules fournies	8	6	4
Autonomie	5 jours	5 jours	10 jours
Durée d'utilisation	70 sec	60 sec	45 sec
Alimentation (sans socle)	Sur batterie rechargeable avec le câble USB fourni	Sur batterie rechargeable avec le câble USB fourni	Sur batterie rechargeable avec le câble USB fourni
Fourni avec	Trousse de transport	Trousse de transport	Pochette de transport
Ventes pièces détachées	oui	oui	oui
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Réparable sous et hors garantie	oui	oui	oui