

196.0 mm

176.0 mm

164.0 mm

133.0 mm



REF 761ST

3 pieces / pièces / teile / partes

GB

HAEMOSTATIC PAD FOR COMPRESSION ON A WOUND WITH IMPORTANT BLEEDING

Perfectly suitable for hemorrhaging on a limb

USE:

- Open the bag and unroll the bandage
- Apply the pad compress side on the wound
- Press strongly the pad
- Roll the bandage around the limb while maintaining the pressure.
- The first-aid worker can free himself from the manual compression and treat other emergencies.
- Control pulse regularly downstream from the wound. In case of its slowing down, loose the pressure of the bandage.

D

BLUTSTILLENDES KISSEN FÜR STARK BLUTENDE WUNDE

Geeignet um eine starke Blutung zu stoppen

GEBRAUCHSANWEISUNG :

- Den Beutel öffnen und die Binde auseinanderrollen
- Das Kissen mit der Comprese Richtung Wunde auflegen
- Auf das Kissen einen starken Druck ausüben
- Die Binde um das Glied festmachen, und weiter den Druck auf das Kissen ausüben. Der Nothelfer kann sich jetzt um andere Notfälle kümmern.
- Den Puls regelmässig messen. Im Falle dass er schwächer wird, den Druck der Binde ein wenig lockern.

FR

COUSSIN HEMOSTATIQUE POUR LA COMPRESSION D'UNE PLAIE AVEC SAIGNEMENT IMPORTANT

Convient parfaitement pour compresser une hémorragie sur un membre

UTILISATION :

- Ouvrir le sachet et dérouler la bande
- Poser le coussin côté compresse sur la plaie
- Appuyer fermement le coussin
- Enrouler la bande autour du membre en maintenant la pression sur le coussin.
- Le secouriste peut désormais se libérer de la compression manuelle et traiter d'autres urgences.
- Contrôler régulièrement le pouls en aval de la plaie. En cas d'affaiblissement de celui-ci, relâcher la pression de la bande.

ES

ALMOHADILLAS HEMOSTÁTICAS PARA DETENR UNA HEMORRAGIA DE UNA HERIDA CON SANGRADO IMPORTANTE

Ideal para comprimir una hemorragia en un miembro

MODO DE USO :

- Abrir la bolsa y desenrollar la banda
- Poner al almohadilla del lado de la compresa sobre la herida
- Hacer presión con las manos en la almohadilla.
- Enrollar la banda alrededor del miembro manteniendo la presión en la almohadilla.
- El socorrista puede ya dejar de hacer presión con la mano y proseguir con el tratamiento de restos de heridas.
- Controlar de forma regular el pulso de la herida. En caso de debilitamiento, disminuir la presión de la banda.

STERILEEO

CE 0197



C/LD-PE







V2-01/2018

Gauke Healthcare Co., Ltd
Gauke Industrial Park,Tuanfeng,Hubei,China

EC REP

Wellkang Ltd

Suite B,29 Harley Street LONDON,W1G 9QR,U.K.

Distribution: BIOSYNEX SA

22 boulevard Sébastien Brant 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN – France

client@biosynex.com