



Contour Bed Leg Rest/Raiser



VG885

Usage and Maintenance Instructions

INTRODUCTION

Thank you for deciding to purchase the Contour Bed Leg Rest/Raiser with Memory Foam from Aidapt. The Contour Bed Leg Rest/Raiser is manufactured from the finest materials available. When used correctly it is designed to give many years of reliable, trouble-free service.

BEFORE USE

- Carefully remove all packaging. Avoid using any knives or other sharp instruments as this may damage the surface of the product.
- Check the product for any visible damage. If you see any damage or suspect a fault, do not use your product as it may compromise your safety, but contact your supplier for support.

INTENDED USE

- The Contour Bed Leg Rest/Raiser with Memory Foam has been designed to offer improved comfort to those who need or prefer to have their legs raised and supported in bed.
- The Contour Bed Leg Rest/Raiser simply fits onto a bed or flat surface and the legs and feet can be lifted onto the Contour Bed Leg Rest/Raiser.
- No fixings are required; the Contour Bed Leg Rest/Raiser can simply be removed and stored when not in use.
- Avoid sharp objects such as zips and keys coming into contact with the cushion as this may damage the cover or foam filling.

CLEANING

Clean your Contour Bed Leg Rest/Raiser with Memory Foam using a mild detergent with a slightly damp, soft cloth only. Only use a mild detergent or disinfectant; never use an abrasive cleaner. Do not soak the foam inner. The cover can be removed and washed at a low heat with similar colours.

After cleaning, leave the cushion and cover to dry in a warm, dry place, but not in direct contact with a heat source.

REISSUE

If you reissue or are about to reissue this product, please thoroughly check all components for their safety.

If in any doubt, please do not issue or use, but immediately contact your supplier for service support.

CARE & MAINTENANCE

Please make a safety check of the product at regular intervals or if you have any concerns.

IMPORTANT INFORMATION

The information given in this instruction booklet must not be taken as forming part of or establishing any contractual or other commitment by Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd or its agents or its subsidiaries and no warranty or representation concerning the information is given.

Please exercise common sense and do not take any unnecessary risks when using this product; as the user you must accept liability for safety when using the product.

Please do not hesitate to contact the person who issued this product to you or the manufacturer (detailed below) if you have any queries concerning the assembly/use of your product.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX

Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.co.uk

Email: accounts@aidapt.co.uk • adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk



Repose-Jambes



VG885

Instructions d'Utilisation et d'Entretien

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté ce repose-jambes chez Aidapt. Celui-ci est fabriqué avec les meilleurs matériaux disponibles. Si vous l'utilisez correctement, ce coussin a été conçu pour vous apporter fiabilité et durabilité.

AVANT UTILISATION

- Déballez soigneusement le produit. Evitez l'utilisation de couteaux, cutters ou autres outils tranchants car cela pourrait endommager la surface de votre produit.
- Vérifiez que le produit est en bon état. En cas de défaut, veuillez contacter votre revendeur.

UTILISATION PRÉVUE

- Ce coussin est destiné à améliorer le confort des personnes qui ont besoin ou qui préfèrent avoir les jambes surélevées au lit.
- Il suffit de poser le repose-jambes sur le lit ou sur une surface plane et de poser les jambes et les pieds sur le repose-jambes.
- Aucune fixation n'est nécessaire; il peut être facilement enlevé et rangé quand vous ne l'utilisez pas.
- Evitez de mettre des objets tranchants comme les fermetures à glissière ou les clés en contact avec le repose-jambes car cela pourrait endommager la housse ou le rembourrage en mousse.

NETTOYAGE

Nettoyez le repose-jambes avec un détergent doux avec un chiffon doux légèrement humide. Utilisez uniquement un détergent ou désinfectant doux. N'utilisez pas de produit de nettoyage abrasif ni d'éponge abrasive. Ne trempez pas l'intérieur en mousse dans l'eau.

La housse peut être enlevée et lavée à basse température avec des couleurs similaires. Après le lavage, laissez le coussin et la housse sécher dans un endroit sec et chaud mais pas en contact direct avec une source de chaleur.

RÉUTILISATION

Avant d'utiliser ou de prêter ce produit, vérifiez toujours qu'il est en bon état.

Si vous avez le moindre doute, ne l'utilisez pas ou ne le prêtez pas.

SOIN ET ENTRETIEN

Contrôlez régulièrement l'état de votre produit.

INFORMATIONS Importantes

Les informations contenues dans cette notice ne doivent pas être considérées comme faisant partie de ou établissant un contrat ou un engagement quelconque par la société Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd ni par ses représentants ou ses filiales et aucune garantie concernant l'information n'est donnée.

Nous vous remercions de bien vouloir faire preuve de bon sens et de ne pas prendre de risques inutiles lorsque vous utilisez ce produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter et être conscient de votre responsabilité pour votre sécurité lorsque vous utilisez ce produit.

Altai France (Altai Europe Ltd)

Z.A. du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, France

Tel: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: altaieurope@orange.fr



Kontur-Beinstütze/-erhöher



VG885

Gebrauchs- und Wartungsanweisung

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Erwerb dieser/s Kontur-Beinstütze/-erhöher von Aidapt. Dieses Produkt wurde aus den besten verfügbaren Materialien angefertigt. Es wurde entwickelt, um bei richtiger Anwendung viele Jahre zuverlässig und störungsfrei zu funktionieren.

VOR GEBRAUCH

- Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung. Verwenden Sie keine Messer oder andere scharfe Instrumente, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können.
- Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Falls Sie einen Schaden erkennen oder einen Fehler vermuten, bitte verwenden Sie das Produkt nicht, sondern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

VERWENDUNGSZWECK

- Dieser/s Kontur-Beinstütze/-erhöher mit Memory-Schaum wurde entwickelt, um mehr Komfort für Personen zu bieten, die bevorzugen oder es nötig haben, ihre Beine erhöht auf dem Bett zu platzieren.
- Dieser/s Kontur-Beinstütze/-erhöher passt auf jedes Bett oder flache Unterlage und die Beine und Füße können damit erhöht werden.
- Ein Aufbau ist nicht nötig; dieser/s Kontur-Beinstütze/-erhöher kann einfach entfernt und aufbewahrt werden, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Vermeiden Sie, dass scharfe Objekte wie zum Beispiel Reißverschlüsse oder Schlüssel im Kontakt mit dem Kissen kommen, da dies den Bezug oder die Schaumfüllung beschädigen kann.

REINIGUNG

Reinigen Sie diese/n Kontur-Beinstütze/-erhöher mit einem milden Reinigungsmittel und mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch. Verwenden Sie nur ein mildes Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel, niemals ein Scheuermittel. Nicht den Schaum mit Wasser vollsaugen lassen. Der Bezug kann entfernt und bei geringer Wärme mit ähnlichen Farben gewaschen werden. Lassen Sie das Kissen und den Bezug nach der Reinigung an einem trockenen und warmen Platz trocknen. Nicht in direkten Kontakt mit einer Wärmequelle bringen.

NEUVERGABE

Wenn Sie dieses Produkt neu vergeben oder gerade dabei sind, es neu zu vergeben, bitte überprüfen Sie alle Komponenten gründlich auf ihre Sicherheit.

Im Zweifelsfall bitte nicht verwenden oder neu vergeben, sondern sofort Ihren Händler kontaktieren.

PFLEGE & WARTUNG

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben eine Sicherheitsprüfung des Produkts durch.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Informationen, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, sind nicht Grundlage oder Teil einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd. oder einer ihrer Vertreter oder ihrer Tochtergesellschaften und es wird keine Garantie oder verbindliche Vertretung bezüglich der betreffenden Informationen gegeben.

Bitte handeln Sie nach gesundem Menschenverstand und nehmen Sie keine unnötigen Risiken bei der Verwendung dieses Produkts in Kauf; als Nutzer haften Sie für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts.

Bitte zögern Sie nicht, die Person, die dieses Produkt an Sie vergeben hat, oder den Hersteller (unten beschrieben) zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben.

Altai Germany (Altai Europe Ltd.)
Reklamationen & Rücksendungen an:
W.H. Elektronik, Merowingerstraße 83, 47533 Kleve
Tel: 02821/971620 | Fax: 02821/12815