



**VM701**

**Aidapt Lotion Applicator**  
**Applicateur de Lotion Aidapt**



**Usage and Maintenance Instructions**  
**Instructions d'utilisation et d'entretien**

## INTRODUCTION

Thank you for deciding to purchase the Lotion Applicator from Aidapt.

**NB. A RISK ASSESSMENT SHOULD BE UNDERTAKEN AS TO THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THE PARTICULAR USAGE.**

## BEFORE USE

Carefully remove all packaging. Avoid using any knives or other sharp instruments as this may damage the surface of the product.

Check the product for any visible damage if you see any damage or suspect a fault, do not use your product, but contact your supplier for support.

## INTENDED USE

This Lotion Applicator from Aidapt is designed to aid and assist in the application of creams and lotions in hard to reach areas such as shoulders and backs.

## INSTRUCTIONS FOR USE

Unscrew the round applicator head containing the roller balls. Squeeze your cream/lotion into the round tray. Do not overfill. Screw applicator lid back on ensuring it is closed tightly. Grip the Lotion Applicator with the ergonomically designed handle in either hand. When you are ready massage the round roller balls onto desired area of skin. Lotions/creams will be dispensed from the applicator head evenly.

## CLEANING

Unscrew applicator head and clean using a non-abrasive cleaner or mild detergent with a soft cloth. Abrasive cleaners e.g. AJAX and/ or abrasive cleaning pads may damage the product beyond repair and should not be used.

Always ensure that you wipe dry the equipment after cleaning.

## REISSUE

If you reissue or are about to reissue this product, please thoroughly check all components for their safety.

If in any doubt, please do not issue or use, but immediately contact your supplier for service support.

## CARE & MAINTENANCE

Please make a safety check of the product at regular intervals or if you have any concerns.

## IMPORTANT INFORMATION

Please exercise common sense and do not take any unnecessary risks when using this product; as the user you must accept liability for safety when using the product.

Please do not hesitate to contact the person who issued this product to you or the manufacturer (detailed below) if you have any queries concerning the assembly/use of your product.

## **INTRODUCTION**

Nous vous remercions d'avoir acheté l'applicateur de lotion Aidapt.

**NB. L'UTILISATION DE CET APPLICATEUR EST SOUS LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR ET IL EST VIVEMENT CONSEILLE DE VERIFIER QUE LE PRODUIT SOIT BIE N ADAPTE A L'UTILISATEUR ET NE PRESENTE AUCUN RISQUE POUR LUI.**

## **AVANT UTILISATION**

Retirez soigneusement tous les emballages. Évitez d'utiliser des couteaux ou autres instruments tranchants car cela endommagerait la surface du produit.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter.

En cas de doute, n'utilisez pas le produit et prenez conseil au préalable auprès de votre revendeur

## **UTILISATION PRÉVUE**

Cet applicateur de lotion d'Aidapt est conçu pour aider à l'application de crèmes et lotions dans les zones difficiles à atteindre telles que les épaules et le dos.

## **MODE D'EMPLOI**

Dévissez la tête ronde de l'applicateur contenant les billes massantes.

Déposez un peu de crème / lotion dans le réceptacle rond. Ne pas trop remplir. Revissez fermement la tête de l'applicateur.

Attrapez l'applicateur de lotion par la poignée ergonomique de la main droite ou gauche. Lorsque vous êtes prêt, massez la zone souhaitée de la peau et l'applicateur répartira la lotion ou la crème de manière uniforme sur la peau.

## **NETTOYAGE**

Dévissez la tête de l'applicateur et nettoyez à l'aide d'un nettoyant non abrasif ou d'un détergent doux avec un chiffon doux.

Les produits de nettoyage comme AJAX par exemple et /ou les chiffons de nettoyage abrasifs ne doivent pas être utilisés pour nettoyer cet applicateur de lotion.

Essayez bien l'applicateur après le nettoyage.

## **RÉUTILISATION**

Avant de réutiliser votre applicateur de lotion, vérifiez qu'il est en bon état.

En cas de doutes, ne l'utilisez pas.

## **INFORMATION IMPORTANTES**

Veuillez faire preuve de bon sens et ne prenez pas de risques inutiles lors de l'utilisation de ce produit.

En tant qu'utilisateur, vous devez accepter votre part de responsabilité lors de l'utilisation du produit.

N'hésitez pas à contacter votre revendeur si vous avez des questions sur l'assemblage / l'utilisation de votre produit.



**Aidapt Bathrooms Ltd,**  
Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX  
Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: [www.aidapt.co.uk](http://www.aidapt.co.uk)  
Email: [accounts@aidapt.co.uk](mailto:accounts@aidapt.co.uk) • [adaptations@aidapt.co.uk](mailto:adaptations@aidapt.co.uk) • [sales@aidapt.co.uk](mailto:sales@aidapt.co.uk)

**Altai France (Altai Europe Ltd)**  
Z.I. Les Ports Nafine 82800 NEGREPELISSE, France  
Tél: 05.63.65.48.15 | Fax: 05.63.65.37.61  
E-mail: [altaieurope@orange.fr](mailto:altaieurope@orange.fr)