

3M™ Red Dot™ ECG Monitoring Electrode with Foam Tape and Sticky Gel 2560 and 9643

Intended Use and Product Description:

The information provided in this insert applies to the 3M™ Red Dot™ ECG Monitoring Electrode with Foam Tape and Sticky Gel 2560 and 9643 with snap connector and sticky gel. The 3M™ Red Dot™ Monitoring Electrodes are disposable with a silver/silver chloride sensing element and are designed for ECG monitoring. These electrodes have been tested for up to 5 days wear.

Warning:

The 3M™ Red Dot™ monitoring electrodes 2560 and 9643 with a metal snap connector have not been tested for use during Magnetic Resonance Imaging (MRI) procedures. The use of conductive patient-connected devices and patient lead wires/electrodes in MRI procedures may result in serious patient burns. If a physician orders either of these devices to be used during MRI procedures, the physician should not allow loops in patient lead wires or allow the lead wires to come in contact with the patient's skin.

Caution:

U.S.A. federal law restricts this device to sale by or on the order of the physician.

Precautions:

- To prevent dryout, electrodes should be used within 45 days of opening the package. The unused electrodes should remain stored in the opened pouch.
- Do not use an electrode if the gel is dry or if the gel column is dislodged from the electrode.
- For proper skin management and to minimize skin irritation:
 - Avoid placing an electrode on an irritated skin site.
 - Do not abrade a skin site more than one time.
 - Avoid removing electrodes frequently and/or reapplying to the same skin site.
 - Avoid placing electrodes on skin still wet from an alcohol wipe (dry thoroughly).
 - Assess electrode sites periodically.
- During surgical procedures, place ECG electrodes as far as possible from the electrocauteral site to minimize RF current flow through the electrode site. Otherwise burns could result at the ECG electrode site.

Instructions For Use:

- Select and prepare an electrode site according to your health care facility's protocol for ECG monitoring or diagnostic procedures.
- The electrode site should be clean, dry and free of skin oil before application of the electrode to allow optimal electrode adhesion to skin.
- Application sites with heavy or curly hair that cannot be parted should be clipped.
- For best trace quality, skin abrasion should be part of the skin preparation. Use 3M™ Red Dot™ Trace Prep as part of the skin preparation.
- Attach the lead wire to the electrode.
- Remove electrode from the liner. Avoid touching the adhesive surface.
- Place the center of the electrode over the prepared skin site.
- Smooth the electrode down using a circular motion. Avoid pressing on the center of the electrode.
- To minimize skin trauma during electrode removal, pull up slowly and gently from the edge of the electrode.

Shelf Life:

For shelf life, refer to the expiration date that is printed on each package. Thank you for choosing 3M™ Red Dot™ monitoring electrodes. If you are not completely satisfied or if you have questions or comments, in the U.S.A., please call the 3M™ Health Care Customer Helpline at 1-800-228-3957, in Canada 1-800-364-3577. Outside of the U.S.A. and Canada, please contact your 3M™ Distributor or your 3M™ Sales Representative.

Explanation of Symbols

Not made with natural rubber latex

Not made with natural rubber latex

Caution, see instructions for use

Do not reuse

Use by date

Batch code

Manufacturer

Date of Manufacture

CE	CE EN IP 3M Deutschland GmbH Health Care Business Carl-Schurz-Str. 1 41453 Neuss Germany
Made in Canada by Fabriqué au Canada par	3M and Red Dot are trademarks of 3M. Used under license in Canada. © 2016, 3M. All rights reserved. 3M et Red Dot sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2016, 3M. Tous droits réservés.
3M Health Care	
Soins de Santé 3M 2510 Conway Ave. St. Paul, MN 55144 1 800 364-3577 www.3m.com	
Issue Date: 2016-04 3100001241 1604-05229	

3M^{MC} Red Dot^{MC} Electrode de surveillance ECG avec ruban mousse et gel adhésif 2560 et 9643

Indication et description du produit :

L'information contenue dans cette notice concerne l'électrode de surveillance ECG 3M™ Red Dot™ avec ruban adhésif et gel adhésif 2560 et 9643 à connecteur-pression et gel adhésif. Il s'agit d'électrodes à usage unique dotées d'un élément de détection en argent/chloreur d'argent qui sont destinées à la surveillance cardiaque. Leur tenue pendant plus de 5 jours a été testée.

Avertissement :

Les électrodes de surveillance 3M™ Red Dot™ 2560 et 9643 à connecteur pression n'ont pas été testées lors d'utilisation avec la procédure d'imagerie par résonance magnétique (IRM). L'utilisation de dispositifs conducteurs, d'électrodes ou de fils conducteurs raccordés au patient peut causer des brûlures graves lors de procédures d'IRM. Si un médecin prescrit l'utilisation de l'un de ces dispositifs lors de procédures d'IRM, s'assurer que les fils conducteurs ne font pas de boucles et qu'ils ne touchent pas la peau du patient.

Attention :

Selon la loi fédérale américaine, seul un médecin est habilité à vendre ou prescrire ce dispositif.

Précautions :

- pour éviter que les électrodes ne se dessèchent, elles doivent être utilisées 45 jours après ouverture du sachet. Les électrodes inutilisées doivent être conservées dans le sachet ouvert.
- Ne pas utiliser une électrode si le gel est sec ou si la colonne de gel est désolidarisée de l'électrode.
- Pour préparer la peau de manière adéquate et minimiser l'irritation cutanée :
 - éviter d'appliquer une électrode sur un site cutané irrité,
 - ne pas froter un site cutané plus d'une fois,
 - éviter de retirer trop souvent les électrodes et/ou de les réappliquer au même endroit.
 - éviter d'appliquer les électrodes sur la peau nettoyée avec de l'alcool et qui est encore mouillée (bien sécher),
 - Examiner périodiquement les sites d'application des électrodes.
- Pendant les interventions chirurgicales, appliquer les électrodes ECG aussi loin que possible du site de l'unité électrochirurgicale, de façon à réduire au maximum l'intensité de courant RF au point d'application de l'électrode. Cette mesure a pour but d'éviter les brûlures au niveau du site d'application de l'électrode ECG.

Notice d'utilisation :

- Sélectionner et préparer le site d'application de l'électrode conformément au protocole en vigueur dans votre établissement pour la surveillance ECG ou pour les applications diagnostiques.
- Avant d'appliquer l'électrode, s'assurer que le site est propre, sec et exempt de sébum, afin d'obtenir une adhérence maximale de l'électrode à la peau.
- Les sites d'application recouverts de poils épais ou frisés qui ne peuvent pas être évités doivent être rasés.
- Pour obtenir un tracé d'excellente qualité, il est recommandé de procéder à une abrasion de la peau lors de la préparation. Pour ce faire, utiliser le produit 3M™ Red Dot™ Trace Prep.
- Brancher le fil conducteur à l'électrode.
- Retirer l'électrode de son emballage. Éviter de toucher la surface adhésive.
- Placer le centre de l'électrode sur le site cutané préparé.
- Appliquer l'électrode sur le site cutané et lisser en effectuant un mouvement circulaire. Éviter d'appuyer au centre de l'électrode.
- Pour réduire au maximum les dommages cutanés lors du retrait de l'électrode, la décoller lentement et délicatement en la tenant par le bord.

Durée de conservation :

Pour la durée de conservation, se référer à la date de péremption imprimée sur chaque emballage.

Nous vous remercions d'avoir choisi les électrodes 3M™ Red Dot™. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait ou si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez appeler le Centre de renseignements des soins de santé 3M^{MC} aux États-Unis, en composant le +1 800 228 3957. Au Canada, composez le +1 800 364 3577. En dehors des États-Unis et du Canada, contactez votre distributeur 3M^{MC} ou votre représentant commercial 3M^{MC}.

Explication des symboles

Ne contient pas de latex

Ne contient pas de latex

Attention, consulter le mode d'emploi

Ne pas réutiliser

Date de péremption

Numéro de lot

Fabricant

Date de fabrication

3M™ Red Dot™ EKG-Überwachungselektrode mit Schaumtape und klebendem Elektrodengel 2560 und 9643

Verwendungszweck und Produktbeschreibung:

Die in dieser Beilage bereitgestellten Informationen gelten für die 3M™ Red Dot™ EKG-Überwachungselektrode mit Schaumtape und klebendem Elektrodengel 2560 und 9643 mit Druckknopfanschluss und klebendem Elektrodengel. Die 3M™ Red Dot™ Überwachungselektroden sind Einmalelektroden mit einem Silber-/Silberchlorid-Sensor und sind für die EKG-Überwachung vorgesehen. Diese Elektroden sind für eine Tragedauer von bis zu fünf Tagen geeignet.

Warnung:

Die Überwachungselektroden 3M™ Red Dot™ 2560 und 9643 mit Metalldruckknopfanschluss wurden nicht auf ihre Magnetresonanz- (MRT-) Fähigkeit getestet. Die Verwendung von leitenden, an den Patienten angeschlossenen Geräten und Anschlussleitungen/-elektroden während der MR-Tomografie kann beim Patienten zu schweren Verbrennungen führen. Wenn ein Arzt die Verwendung dieser Elektrode während MR-Tomografien anordnet, sollte der Benutzer darauf achten, dass in den Anschlussleitungen des Patienten keine Schleifen vorkommen oder die Anschlussleitungen nicht mit der Haut des Patienten in Berührung kommen.

Vorsicht:

Laut US-amerikanischem Bundesrecht kann dieses Gerät nur durch einen Arzt bzw. im Auftrag eines Arztes verkauft werden.

Vorsichtsnahmen:

- Um das Austrocknen zu verhindern, sollten Elektroden innerhhalb von 45 Tagen nach dem Öffnen des Beutels verwendet werden. Nicht verwendete Elektroden sollten im geöffneten Beutel aufbewahrt werden.
 - Die Elektrode darf nicht verwendet werden, wenn das Gel ausgetrocknet ist oder sich von der Elektrode gelöst hat.
 - Für eine hinreichende Hautpflege und zur Vorbeugung von Hautreizungen:
 - Elektrode nicht an gereizte Hautstellen anlegen.
 - Eine Hautstelle nur einmal abreiben.
 - Elektroden nicht ständig entfernen und/oder erneut auf derselben Hautstelle anbringen.
 - Elektroden nicht an Haut anlegen, die noch vom Abreiben mit Alkohol feucht ist (gründlich trocknen).
 - Angelegstelle der Elektroden regelmäßig überprüfen.
 - Während chirurgischer Eingriffe EKG-Elektroden so weit wie möglich vom Ort des elektrochirurgischen Eingriffs entfernt anbringen, um den HF-Strangstrom durch die EKG-Elektroden zu minimieren. Andernfalls können Verbrennungen an der EKG-Elektroden-Angelegstelle hervorgerufen werden.
- Anwendungshinweise:**
- Stelle zum Anlegen der Elektrode auswählen und entsprechend den lokalen Vorschriften vorbereiten.
 - Die Angelegstelle sollte sauber, trocken und frei von Hautfetten sein, bevor die Elektrode angelegt wird, um eine optimale Haftung der Elektrode an der Haut zu gewährleisten.
 - An Angelegstellen mit starkem bzw. lockigem Haarwuchs sollte das Haar entfernt werden.
 - Die beste Aufzeichnungsqualität wird erreicht, wenn die Haut bei der Hautvorbereitung angekrat wird. Bei der Vorbereitung der Haut kann 3M™ Red Dot™ verwendet werden.
 - Elektrodenkabel an die Elektrode anschließen.
 - Elektrode vom Liner abziehen. Klebeoberfläche nicht berühren.
 - Mitte der Elektrode über der vorbereiteten Hautstelle platzieren.
 - Elektrode mit kreisenden Bewegungen glatt streichen. Nicht auf die Elektrodenmitte drücken.
 - Um Hautverletzungen beim Entfernen der Elektrode zu verhindern, langsam und vorsichtig an der Lasche bzw. am Rand der Elektrode nach oben ziehen.

Haltbarkeit:

Angaben zur Lagerdauer, siehe Verfallsdatum auf jeder Verpackung. Danke, dass Sie sich für 3M™ Red Dot™ Überwachungselektroden entschieden haben. Falls Sie nicht 100%ig zufrieden sind oder Fragen oder Kommentare haben, kontaktieren Sie in den USA bitte die 3M™ Health Care Customer Helpline unter 1-800-228-3957 oder in Kanada 1-800-364-3577. Außerhalb der USA und Kanadas wenden Sie sich bitte an Ihren 3M™ Vertriebspartner oder an Ihren 3M™ Vertriebsvertreter.

Definition der Symbole

Nicht mit Naturkautschuklatex gefertigt

Nicht mit Naturkautschuklatex gefertigt

Vorsicht, bitte die Gebrauchsanweisung lesen

Nicht wiederverwenden

Haltbarkeitsdatum

Chargenbezeichnung

Hersteller

Herstellungsdatum

3M™ Red Dot™ Elettrodo per monitoraggio elettrocardiografico con nastro in schiuma e gel adesivo 2560 e 9643

Descrizione del prodotto e uso consigliato:

Le informazioni fornite in questo foglietto illustrativo si riferiscono agli elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico 3M™ Red Dot™ 2560 e 9643 con nastro in schiuma e gel adesivo provvisti di connettori a pressione e gel adesivo. Gli elettrodi per monitoraggio cardiaco 3M™ Red Dot™, muniti di un elemento sensibile in argento/cloruro d'argento, sono destinati al monitoraggio elettrocardiografico e sono monouso. Questi elettrodi sono stati testati per rimanere sul sito fino a 5 giorni.

Avvertenze:

Gli elettrodi per monitoraggio 3M™ Red Dot™ 2560 e 9643 con connettore a pressione metallico non sono stati testati per l'utilizzo durante procedure di risonanza magnetica (RM). L'utilizzo di dispositivi conduttori collegati al paziente durante le procedure di risonanza magnetica può causare gravi ustioni al paziente. Nel caso di utilizzo di questi prodotti durante la RM, evitare la formazione di nodi nei cavetti, ed evitare il contatto tra questi ultimi e la cute del paziente.

Attenzione:

le leggi federali USA consentono la vendita del dispositivo soltanto a medici o su prescrizione medica.

Precauzioni:

- Per evitare l'essiccazione, gli elettrodi vanno utilizzati entro 45 giorni dall'apertura della busta. Gli elettrodi inutilizzati dovranno restare conservati nella busta aperta.
- Non utilizzare un elettrodo se il gel è asciutto o se la colonna di gel è staccata dall'elettrodo.
- Per un corretto utilizzo e per ridurre al minimo l'irritazione cutanea:
 - Non applicare un elettrodo in un sito in cui la pelle è già irritata.
 - Non abradere la stessa zona cutanea per più di una volta.
 - Evitare di spostare frequentemente gli elettrodi e/o di riapplicarli nello stesso punto.
 - Evitare di applicare gli elettrodi sulla cute ancora bagnata di alcol (far asciugare completamente).
 - Verificare periodicamente il posizionamento degli elettrodi.
- Durante le procedure chirurgiche, posizionare gli elettrodi ECG alla massima distanza possibile dal sito elettrochirurgico per ridurre al minimo il flusso di corrente RF attraverso il sito degli elettrodi. In caso contrario, il paziente potrebbe subire ustioni al sito degli elettrodi ECG.

Istruzioni per l'uso:

- Scegliere e preparare il sito di applicazione dell'elettrodo a seconda del protocollo in uso per il monitoraggio elettrocardiografico o per le procedure diagnostiche nella propria struttura sanitaria.
- Il sito di applicazione dell'elettrodo deve essere pulito, asciutto e privo di sebo, in modo tale da permettere un'adesione ottimale dell'elettrodo alla cute.
- Se i siti di applicazione presentano peli folti o arricciati che è impossibile separare, rasarli.
- Per ottenere un tracciato di qualità ottimale, la preparazione della pelle dovrebbe comprendere anche l'abrasione. A tal fine, si può utilizzare 3M™ Red Dot™ Trace Prep.
- Collegare la derivazione all'elettrodo.
- Estrarre l'elettrodo dalla confezione. Evitare di toccare la superficie adesiva.
- Collocare il centro dell'elettrodo nel sito cutaneo precedentemente preparato.
- Applicare l'elettrodo sulla cute tramite un movimento circolare. Evitare di esercitare pressione sul centro dell'elettrodo.
- Per causare il minimo trauma possibile alla cute durante la rimozione dell'elettrodo, tirare verso l'alto lentamente e con delicatezza tramite la linguetta.

Validità del prodotto:

Per la durata, vedere la data di scadenza indicata sulla confezione. Grazie per aver scelto gli elettrodi per monitoraggio 3M™ Red Dot™. Se non siete completamente soddisfatti del prodotto o per informazioni o commenti chiamate l'assistenza clienti di 3M™ Health Care al numero 1-800-228-3957 negli USA, 1-800-364-3577 in Canada. Fuori da Stati Uniti e Canada contattare il proprio distributore o rappresentante di vendita 3M™.

Legenda dei simboli

Non realizzato con lattice di gomma naturale

Non realizzato con lattice di gomma naturale

Attenzione, leggere le istruzioni per l'uso

Prodotto monouso

Data di scadenza

Codice di lotto

Produttore

Data di produzione

3M™ Red Dot™ Electrodo de monitorización electrocardiográfica con cinta de espuma y gel adhesivo 2560 y 9643

Uso específico y descripción del producto:

La información que se proporciona en este folleto es aplicable al electrodo de monitorización electrocardiográfica con cinta de espuma y gel adhesivo Red Dot™ de 3M™ 2560 y 9643 con conector de corchete y gel adhesivo. Los electrodos de monitorización electrocardiográfica Red Dot™ de 3M™ son desechables, contienen un elemento sensor de plata/cloruro de plata y están diseñados para la monitorización electrocardiográfica. Estos electrodos se han probado para llevarlos puestos 5 días.

Aviso:

Los electrodos de monitorización Red Dot™ de 3M™ 2560 y 9643 con conector de corchete metálico no se han probado para su uso en pruebas de adquisición de imágenes por resonancia magnética (IRM). El uso de dispositivos conductores conectados al paciente y cables conductores de los electrodos en pruebas de IRM puede dar como resultado serías quemaduras en el paciente. Si un médico ordena que se utilice este producto durante pruebas de IRM, hay que evitar los lazos y enredos en los cables conductores, así como que entren en contacto con la piel del paciente.

Advertencia:

La ley federal de EE. UU. restringe la venta de este dispositivo a médicos o por orden facultativa.

Precauciones:

- Para evitar que se sequen, no almacene los electrodos fuera del envase más de 45 días. Los electrodos que no se utilicen se deberán almacenar en el envase abierto.
- No utilice un electrodos si el gel está seco o la columna de gel está desprendida del electrodos.
- Para lograr un buen tratamiento de la piel y reducir al mínimo la irritación cutánea:
 - Evite colocar un electrodos en un lugar donde la piel esté irritada.
 - No descame la piel de una vez.
 - Evite retirar los electrodos con frecuencia o volverlos a aplicar en el mismo sitio.
 - Evite colocar los electrodos sobre piel que todavía esté húmeda de alcohol (debe estar totalmente seca).
 - Evalúe periódicamente los lugares de colocación de los electrodos.
- Durante los procedimientos quirúrgicos, coloque los electrodos de ECG tan alejados como sea posible de la zona electroquirúrgica para evitar que el flujo de corriente de radiofrecuencia pase a través de los electrodos. De lo contrario, se podrían producir quemaduras en la zona de los electrodos de ECG.

Instrucciones de uso:

- Seleccione y prepare el sitio para colocar el electrodo según el protocolo del centro médico para monitorización electrocardiográfica o procedimientos de diagnóstico.
- El lugar de colocación debe estar limpio, seco y sin grasa corporal antes de la aplicación del electrodo para permitir una adhesión óptima de este a la piel.
- En zonas de aplicación con mucho vello o con vello rizado que no se pueda separar, este se deberá rasurar.
- Para obtener una mejor calidad de la señal, es conveniente desescamar la piel. Utilice Red Dot™ Trace Prep de 3M™ como parte de la preparación de la piel.
- Conecte el cable conductor al electrodo.
- Retire el electrodo del plástico protector. Evite tocar la superficie adhesiva.
- Coloque el centro del electrodo sobre el lugar preparado.
- Alise el electrodo mediante un movimiento circular. Evite presionar en el centro del electrodo.
- Para minimizar las lesiones en la piel el retirar el electrodo, tire lenta y suavemente del borde de este.

Caducidad:

La fecha de caducidad está impresa en la etiqueta del paquete. Muchas gracias por elegir los electrodos de monitorización Red Dot de 3M™. Si no está completamente satisfecho o si tiene alguna pregunta o comentario, en EE. UU., llame al teléfono de ayuda al cliente para asistencia sanitaria de 3M™ al 1-800-228-3957, y, en Canadá, al 1-800-364-3577. Fuera de EE. UU. y Canadá, póngase en contacto con el distribuidor o el representante de ventas de 3M™.

Explicación de los símbolos

No contiene látex de caucho natural.

No contiene látex de caucho natural.

Precaución: consulte las instrucciones de uso

No reutilizar

Usar antes de la fecha indicada

Partidjo

Código de lote

Fabricante

Fecha de fabricación

3M™ Red Dot™ Elektrode voor ECG-bewaking met foamtape en kleefgel van de 2560- en 9643-serie

Beoogd gebruik en productbeschrijving:

De informatie in deze bijlage is van toepassing op de 3M™ Red Dot™ ECG-bewakingselektrode met foamtape en kleefgel van de 2560- en 9643-serie met koppelstuk en kleefgel. De 3M™ Red Dot™ bewakingselektroden zijn voorzien van een zilver/zilverchloride geleidingselement en zijn bestemd voor eenmalig gebruik bij ECG-bewaking. Tests hebben uitgewezen dat deze elektroden maximaal 5 dagen goed zijn voor gebruik.

Waarschuwing:

De 3M™ Red Dot™ bewakingselektroden met een metalen koppelstuk van de 2560- en 9643-serie zijn niet getest voor gebruik tijdens MRI-procedures (Magnetic Resonance Imaging). Het gebruik van geleidende patiëntgebonden apparaten en leadwires/elektroden in MRI-procedures kan resulteren in brandwonden. Als een arts aangeeft dat dit product moet worden gebruikt bij MRI-procedures, moet de gebruiker ervoor zorgen dat de leadwires geen lussen bevatten en dat deze niet in contact komen met de huid van de patiënt.

Let op:

Volgens de federale wetgeving in de Verenigde Staten mag dit product uitsluitend door of in opdracht van een arts worden verkocht.

Voorzorgsmaatregelen:

- Om uitdroging te voorkomen, dienen de elektroden binnen 45 dagen na het openen van de zak gebruikt te worden. De ongebruikte elektroden moeten in de geopende zak worden bewaard.
- Gebruik de elektrode niet als de gele is uitgedroogd of als het gelebestanddeel uit de elektrode is losgeraakt.
- Met het oog op een juiste huidverzorging en om huidirritatie te minimaliseren:
 - Breng de elektrode niet aan op een geïrriteerde huid.
 - Schuur een locatie op de huid niet meer dan één keer.
 - Vermijd het regelmatig verwijderen en/of opnieuw plaatsen van elektroden op dezelfde locatie op de huid.
 - Vermijd het plaatsen van elektroden op huid die nog nat is van het desinfecteren met alcohol (de elektrode moet grondig worden gedroogd).
 - Controleer de elektrodeplaatsingen regelmatig.
- Zorg dat de elektroden tijdens chirurgische ingrepen zo ver mogelijk van de elektrochirurgische plaats worden aangebracht om RF-stroomloop door de elektrodeplaats te minimaliseren. Anders kan dat brandwonden op de ECG-elektrodeplaats tot gevolg hebben.

Gebruiksaanwijzing:

- Kies een elektrodeplaats en bereid de huid voor volgens het bij uw gezondheidsinstelling geldende protocol voor ECG-bewaking of diagnoseprocedures.
- De elektrodeplaats moet voor het aanbrengen van de elektrode schoon en droog zijn en vrij zijn van huidvet voor een optimale hechting op de huid.
- Bij toepassing op locaties met dik of krullend haar dat zich niet laat scheiden, moet het haar worden geknipt.
- Voor een optimale signaalkwaliteit moet de huid tijdens de voorbereiding worden geschuurd. Gebruik 3M™ Red Dot™ Trace Prep als onderdeel van de huidvoorbereiding.
- Bevestig de leadwire aan de elektrode.
- Haal de elektrode van de beschermlaag. Zorg ervoor dat de kleeflaag niet wordt aangeraakt.
- Plaats het midden van de elektrode op de voorbereide huidlocatie.
- Druk de elektrode vervolgens op de huid met een rondgaande beweging. Zorg ervoor dat u niet op het midden van de elektrode drukt.
- Trek de elektrode langzaam en voorzichtig aan de rand omhoog om huidtrauma bij het verwijderen van de elektrode te minimaliseren.

Houdbaarheid:

Raadpleeg voor informatie over de vervaldatum de datum die op de afzonderlijke verpakkingen is gedrukt.

Hartelijk dank dat u voor 3M™ Red Dot™ bewakingselektroden hebt gekozen. Als u niet geheel tevreden bent of als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u in de Verenigde Staten contact opnemen met de 3M™ Health Care Customer Helpline op 1-800-228-3957, en in Canada op 1-800-364-3577. Buiten de Verenigde Staten contact u met uw lokale contact opnemen met uw 3M™-distributeur of uw 3M™-verkoopvertegenwoordiger.

Verklaring van symbolen

Niet gemaakt met natuurlijk rubberlatex

Niet gemaakt met natuurlijk rubberlatex

Let op, zie gebruiksaanwijzing

Niet opnieuw te gebruiken

Uiterste houdbaarheidsdatum

Partidjo

Fabrikant

Datum van fabricage

