

INTRODUCTION

La COVID-19 est une maladie respiratoire aiguë causée par l'infection par le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2 appartient à la même famille que les virus responsables de Syndromes Respiratoires Aigus Sévères (SRS). Les symptômes les plus courants de la COVID-19 sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Certains patients peuvent avoir des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, un mal de gorge, la diarrhée, une perte de goût et de l'odorat. Ces symptômes sont généralement légers et commencent progressivement. Certaines personnes sont infectées mais ne développent aucun symptôme. La plupart des personnes (environ 80 %) se rétablissent de la maladie sans avoir besoin d'une prise en charge hospitalière. La maladie peut se transmettre d'individu en individu par de petites gouttelettes émises par le nez ou la bouche lorsqu'une personne infectée par le SARS-CoV-2, touze ou expire. La transmission par contact des mains contaminées avec le visage est fréquente. Les mains peuvent en effet être contaminées après contact avec des surfaces porteuses du virus. La période estimée d'incubation du SARS-CoV-2 varie de 1 à 14 jours.

USAGE PRÉVU

Biosynex autotest antigénique COVID-19 Ag est un test rapide immunochromatographique in vitro qui permet la détection qualitative des antigènes de la protéine de la nucléocapside (N) du SARS-CoV-2 dans les échantillons de prélèvements nasaux. Il est conçu pour aider à établir le diagnostic rapide des infections par le SARS-CoV-2. Ce test est un test rapide immunochromatographique qualitatif qui utilise des anticorps monoclonaux hautement sensibles afin de détecter la protéine de la nucléocapside (N) du SARS-CoV-2. Cet autotest peut être utilisé pour aider à établir le diagnostic rapide des infections par le SARS-CoV-2. Ce test est à utiliser uniquement chez les adultes ou sous la supervision d'un adulte si il est réalisé sur un enfant. Un résultat négatif avec Biosynex autotest antigénique COVID-19 chez une personne asymptomatique n'exclut pas une infection à la COVID-19. En présence de symptômes évocateurs d'une COVID-19, un résultat négatif doit être contrôlé par un test en laboratoire.

COMPOSITION DU KIT**CONSEILS POUR LE PRÉLÈVEMENT**

- Se laver les mains avant chaque test afin de diminuer le risque de contamination manuportée.
- Pour obtenir des résultats précis, ne pas utiliser des échantillons trop visqueux ou qui contiennent visiblement du sang. Il est possible de se moucher afin d'enlever l'excédent de mucus avant de réaliser le test.

LIMITES DU TEST

- Ce test ne permet pas de déterminer l'étiologie de l'infection respiratoire causée par d'autres micro-organismes que le SARS-CoV-2. Le test Biosynex autotest antigénique COVID-19 Ag est capable de détecter le SARS-CoV-2 viable et non-viable.
- Le test doit être utilisé pour la détection de l'antigène du SARS-CoV-2 à partir d'un prélèvement nasal. Ni la valeur quantitative ni le taux d'augmentation de la concentration du virus du SARS-CoV-2 ne peuvent être déterminés avec ce test qualitatif.
- La précision du test dépend de la qualité de l'échantillon de l'écouvillon. Des résultats faussement négatifs peuvent résulter d'un mauvais prélèvement.
- Le non-respect de la procédure de test peut affecter négativement la performance du test et/ou invalider le résultat du test.
- Si le résultat du test est négatif et que les symptômes cliniques persistent, il est recommandé de procéder à des tests supplémentaires en utilisant d'autres méthodes cliniques. Un résultat négatif n'exclut à aucun moment la présence d'antigènes du SARS-CoV-2 dans l'échantillon, car ils peuvent être présents en dessous du niveau de détection minimum du test ou si l'échantillon a été recueilli de manière incorrecte.
- Un résultat négatif n'exclut pas une infection par le SARS-CoV-2, en particulier chez les personnes qui ont été en contact avec le virus. Des tests de suivi avec un diagnostic moléculaire doivent être envisagés pour exclure l'infection chez ces personnes.
- Ce test ne substitue pas à une consultation médicale ou au résultat d'une analyse biologique réalisée en laboratoire d'analyses médicales.
- Les résultats de test positifs n'écartent pas la possibilité de co-infections par d'autres pathogènes.
- Les résultats de test positifs ne permettent pas de différencier entre le SARS-CoV et le SARS-CoV-2.
- L'antigène détecté par le test est la protéine N. Les différentes variétés du virus décrites à ce jour dans certains pays (a, b, y, δ) concernent des mutations de la protéine Spike et n'ont donc pas d'impact sur la fonctionnalité du test.
- Des résultats erronés peuvent être obtenus :
 - Si le test n'est pas utilisé selon les instructions de la notice.
 - Si le sachet aluminium est endommagé ou si le test n'est pas réalisé immédiatement après l'ouverture de sachet aluminium.
 - Si les conditions de conservation ne sont pas respectées ou si le test est réalisé après la date de péremption figurant sur le sachet aluminium.
 - Un résultat positif doit être impérativement confirmé par une analyse en laboratoire. Consultez votre médecin et ne pas prendre de décision médicale importante sans l'avis de votre médecin traitant.

MISES EN GARDE DE MANIPULATION

- Tenir l'autotest et ses composants hors de portée des enfants ; le diluant peut présenter un danger en cas d'ingestion.
- La cassette de test usagée ainsi que tous les composants du test peuvent être jetés avec les déchets ménagers, dans un sac bien fermé.
- Tous les composants inclus dans ce kit sont destinés uniquement à ce test. Ne pas réutiliser ce test et/ou ses composants.
- Ce test doit être réalisé à température ambiante (15°C – 30°C) et dans un environnement sans humidité excessive.
- Ce test est à usage unique.
- Ce test doit être utilisé immédiatement après recueil de l'échantillon.
- Le diluant contient une solution avec un conservateur (0,05 % d'azide de sodium). Si la solution entre en contact avec la peau, laver avec du savon et rincer abondamment. Si la solution entre en contact avec les yeux, rincer avec de grands volumes d'eau.
- Les solutions contenant de l'azide de sodium peuvent réagir de manière explosive avec le plomb ou la plomberie en cuivre. Utilisez de grandes quantités d'eau pour rincer les déchets dans un évier.
- Ne pas utiliser la cassette si elle est sortie de son emballage scellé depuis plus d'une heure.
- Ne pas utiliser la cassette si son emballage est endommagé.

STOCKAGE

- Ce test ne doit pas être congelé et doit être conservé dans un endroit sec entre 2°C et 30°C.
- La cassette de test doit rester dans le sachet scellé jusqu'à son utilisation.
- Ne pas utiliser l'autotest au-delà de la date de péremption figurant sur le sachet aluminium et sur l'extérieur de la boîte en carton.

RÉACTIVITÉ CROISÉE

Une réactivité croisée a été observée avec des échantillons positifs pour le pathogène SARS-CoV.

INTRODUCTION

COVID-19 is an acute respiratory disease, caused by infection via the SARS-CoV-2 virus. The SARS-CoV-2 virus belongs to the same family as the viruses which cause Severe Acute Respiratory Syndromes (SARS). The most common symptoms of COVID-19 are fever, fatigue and a dry cough. Certain patients may experience generalised pain, nasal congestion, rhinorrhoea (runny nose), a sore throat, diarrhoea, and loss of taste and smell. These symptoms are typically mild, and develop gradually. Some people may be infected by the virus, but present no symptoms. The majority of people (approx. 80%) recover from the virus without necessitating hospitalisation. The disease can be passed on from person to person by tiny droplets, which are transmitted from the nose or mouth when someone infected with SARS-CoV-2 coughs or simply exhales. Transmission by contact of contaminated hands touching the face is also frequent. Effectively, hands may be contaminated with the virus following contact with surfaces carrying the virus. The estimated period of incubation for the SARS-CoV-2 virus varies from one (1) to fourteen (14) days.

INTENDED USE

The Biosynex COVID-19 Ag Antigenic Self-testing Kit is a rapid, in vitro immunochromatography assay (also known as a lateral flow test) which allows for the qualitative detection of antigens of the nucleocapsid protein (N) of the SARS-CoV-2 virus, in samples of nasal swabs. It has been designed to assist in rapid diagnosis of infections of the SARS-CoV-2 virus. This test is a qualitative, rapid immunochromatography assay, which uses highly sensitive monoclonal antibodies to detect the nucleocapsid protein (N) of the SARS-CoV-2 virus. This self-testing kit allows you to identify whether you are, in fact, infected by the virus which causes COVID-19. This test is only to be used by adults, or under the supervision of an adult if the test is to be carried out on a child.

A negative result from the Biosynex COVID-19 Antigenic Self-Testing Kit for an asymptomatic individual does not wholly rule out a COVID-19 infection. If the individual presents symptoms suggestive of a COVID-19 infection, a negative result must be verified with a laboratory test.

KIT COMPOSITION**SAMPLING ADVICE**

- Wash hands before each test, in order to reduce the risk of contamination.
- For accurate results, do not use any samples which appear too viscous, or which visibly contain blood. You can blow your nose to remove any excess mucus before completing the test.

TEST LIMITS

This test does not determine the aetiology of the respiratory infection caused by micro-organisms other than the SARS-CoV-2 virus. The Biosynex COVID-19 Ag Antigenic Self-testing Kit can detect both the viable and the non-viable SARS-CoV-2 virus. The precision of the test depends on the quality of the SARS-CoV-2 virus. The accuracy of the test depends on the quality of the swab sample. False negative results may be given following poor sampling. Any failure to respect the test procedure may negatively impact the performance of the test and/or invalidate the test result. If the test is negative, yet clinical symptoms persist, it is advised that you carry out additional tests using other clinical methods. A negative result at no time rules out the presence of antigens of the SARS-CoV-2 virus in the sample, as they may be present but at a level inferior to the minimum detection level of the test, or if the sample has been collected incorrectly.

A negative result does not rule out infection by the SARS-CoV-2 virus, particularly in people who have come into contact with the virus. Follow-up tests with molecular diagnostics should be scheduled to rule out infection in these people.

A negative result n'exclut pas une infection par le SARS-CoV-2, en particulier chez les personnes qui ont été en contact avec le virus. Des tests de suivi avec un diagnostic moléculaire doivent être envisagés pour exclure l'infection chez ces personnes.

Ce test ne substitue pas à une consultation médicale ou au résultat d'une analyse biologique réalisée en laboratoire d'analyses médicales.

Les résultats de test positifs n'écartent pas la possibilité de co-infections par d'autres pathogènes.

Les résultats de test positifs ne permettent pas de différencier entre le SARS-CoV et le SARS-CoV-2.

L'antigène détecté par le test est la protéine N. Les différentes variétés du virus décrites à ce jour dans certains pays (a, b, y, δ) concernent des mutations de la protéine Spike et n'ont donc pas d'impact sur la fonctionnalité du test.

Des résultats erronés peuvent être obtenus :

- Si le test n'est pas utilisé selon les instructions de la notice.

- Si le sachet aluminium est endommagé ou si le test n'est pas réalisé immédiatement après l'ouverture de sachet aluminium.

- Si les conditions de conservation ne sont pas respectées ou si le test est réalisé après la date de péremption figurant sur le sachet aluminium.

- Un résultat positif doit être impérativement confirmé par une analyse en laboratoire. Consultez votre médecin et ne pas prendre de décision médicale importante sans l'avis de votre médecin traitant.

HANDLING INSTRUCTIONS

Keep the self-testing kit and its components out of reach of children; the diluent may pose a significant risk if ingested.

The used test cassette, as well as all components of the test, can be disposed of along with household waste, in a securely closed bag.

All components included in this kit are intended solely for use for this test. Do not re-use this test and/or any of its components.

This test must be carried out at room temperature (15 °C – 30 °C) and in an environment free from excessive humidity.

This is a single-use test.

This test must be used immediately after collecting the sample.

The extraction diluent contains a solution containing a preservative (0,05% sodium azide). If the solution comes in contact with your skin, wash with soap and rinse thoroughly. If the solution comes in contact with your eyes, flush with large volumes of water.

Solutions containing sodium azide may react explosively with lead or copper pipes. Use large volumes of water to thoroughly rinse waste disposed of in a sink.

Do not use the cassette if it has been removed from its sealed packaging for over an hour.

Do not use the cassette if its packaging is damaged.

STORAGE

This test must not be frozen, and must be stored in a dry place between 2 °C and 30 °C.

The test cassette must stay in the sealed sachet until it is about to be used.

Do not use the self-testing kit after the expiry date provided on the aluminium sachet, and on the outside of the cardboard box.

CROSS REACTIVITY

Cross-reactivity was observed with samples positive for the SARS-CoV pathogen.

KRUISREACTIVITEIT

Kruisreactiviteit is vastgesteld met monsters die het SARS-CoV pathogen bevatten.

INLEIDING

COVID-19 is een acute ademhalingsziekte die wordt veroorzaakt door besmetting met SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 behoort tot dezelfde familie als de virussen die verantwoordelijk zijn voor SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome; ernstig acuut ademhalingssyndroom).

De meest voorkomende symptomen van COVID-19 zijn koorts, vermoeidheid en droge hoest. Sommige patiënten hebben pijn, een verstopte neus, een loopenus, keelpijn, diarree en/of verlies van reuk en smaak. Deze symptomen zijn doorgaans licht en ontwikkelen zich geleidelijk. Sommige mensen worden besmet, maar vertonen geen symptomen. De meeste mensen (ongeveer 80%) herstellen van de ziekte zonder in het ziekenhuis te hoeven worden opgenomen.

De ziekte kan van persoon tot persoon worden overgedragen via kleine druppeltjes die uit de mond of neus komen van iemand met SARS-CoV-2 wanneer deze persoon hoest of niet. Vaak wordt de ziekte overgedragen doordat mensen hun gezicht aanraken met besmette handen. De handen kunnen namelijk worden besmet door contact met oppervlakken waarop zich het virus bevindt. De geschatte incubatietijd voor SARS-CoV-2 varieert van 1 tot 14 dagen.

BEHOOGD GEBRUIK

Biosynex COVID-19 Ag antigen self-test is een in-vitro immunochromatografische sneltest voor de kwalitatieve opsporing van SARS-CoV-2 nucleocapsid (N) protein-antigenen in neusstrijkje. De test is ontworpen om te helpen bij de snelle diagnose van SARS-CoV-2-infecties. De test is een kwalitatieve immunochromatografische sneltest die gebruik maakt van zeer gevoelige monoklonale antilichamen om het nucleocapsid (N)-eiwit van SARS-CoV-2 op te sporen.

Met dezezelfdiagnose kunt u er achterkomen of u besmet bent met het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19. Deze test mag alleen worden gebruikt bij volwassenen of onder toezicht van een volwassene indien deze op een kind wordt uitgevoerd.

Anhand deszelfdiagnose kunt u vaststellen, ob Sie mit dem für COVID-19 verantwortlichen Virus infiziert sind. Dieser Test darf nur an Erwachsenen bzw. unter Aufsicht eines Erwachsenen vorgenommen werden, wenn ein Kind getestet werden soll.

Fällt der Biosynex Antigen-Selbsttest COVID-19 bei einer asymptomatischen Person negativ aus, kann eine Infektion mit dem COVID-19 allerdings nicht ausgeschlossen werden. Werden eindeutige Symptome einer COVID-19-Erkrankung beobachtet, muss ein negatives Ergebnis durch einen Labortest kontrolliert werden.

ZUSAMMENSETZUNG DES KITS**ADVIES VOOR MONSTER AFNAME**

- Was de handen voor elke test om het risico van handbeschutting te verminderen.
- Voor nauwkeurige resultaten mogen geen monsters worden gebruikt die stroping zijn of zichtbaar bloed bevatten. Snuit je neus om overvloed slijm te verwijderen voor de test.

GRENZEN VAN DE TEST

Dit test bepaalt niet de oorzaak van een infectie van de luchtwegen veroorzaakt door andere micro-organismen dan SARS-CoV-2. De Biosynex COVID-19 Ag antigen self-test is in staat levensvatbare en niet-levensvatbare SARS-CoV-2 op te sporen.

De test wordt gebruikt voor de opsporing van SARS-CoV-2-antigenen uit een neusstrijkje. Nog de kwalitatieve waarde, noch de toename van SARS-CoV-2-virusconcentratie kan met deze

Test do samokontroli.

WPROWADZENIE

COVID-19 jest ostrą chorobą układu oddechowego, wywoływaną przez zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Wirus SARS-CoV-2 jest tej samej rodziny co wirus wywołujący Cieki Ostrz Zespół Oddechowy (SARS). Najczęstszymi objawami choroby COVID-19 są gorączka, zmęczenie i suchy kaszel. U niektórych pacjentów może wystąpić głęboki, przekrwiony bóle gardła, biegunka oraz utrata smaku i węchu. Objawy te są zazwyczaj łagodne i rozwijają się stopniowo. Niektóre osoby mogą być zakażone wirusem, ale nie mają żadnych objawów. Wielkość osób (ok. 80%) wraca do zdrowia po zakażeniu wirusem bez konieczności hospitalizacji. Choroba przenosi się z człowieka na człowieka za pośrednictwem drobnych kropli, które są przenoszone z nosa lub ust, gdy osoba zarażona SARS-CoV-2 kaszla lub po prostu wydycha powietrze. Często jest również transmisja poprzez kontakt skażonych rąk z twarzą. W efekcie mogą zostać skażone wirusem po kontakcie z powierzchniami, na których znajdują się wirus. Szacowany okres inkubacji wirusa SARS-CoV-2 wahau się od jednego (1) do czternastu (14) dni.

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

Autotest antigénowy Biosynex COVID-19 Ag jest szybkim testem immunochromatograficznym in vitro (znanym również jako test paskowy), który pozwala na jakościowe wykrywanie抗原ów (antigenów) białka nukleoprydu (N) wirusa SARS-CoV-2 w próbках wymazywanych z nosa. Został on zaprojektowany w celu wsparcia diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Test ten jest jakościowy, szybkiem testem immunochromatograficznym, który wykorzystuje wysokie czułość przeciwko monoklonalnej do wykrywania białka nukleoprydu (N) wirusa SARS-CoV-2. Ten zestaw do samokontroli pozwala na określanie, czy zreczywicie jestes zie zainfekowany wirusem wywołującym COVID-19. Ten test może być stosowany wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej, jeśli test ma być przeprowadzony na dziecku. Negatywny wynik autotestu antigénowego Biosynex COVID-19 dla osoby bezobjawowej całkowicie nie wyklucza infekcji COVID-19. Jeżeli u osoby występują objawy sugerujące zakażenie COVID-19, wynik negatywny musi zostać zweryfikowany testem laboratoryjnym.

SKŁAD ZESTAWU

Woreczek aluminiowy (zawiera kasetę testową)



BIOSYNEX

Kaseta testowa



Desynt (do wyrzucenia)



W przejrzystej saszetce



Nr. 859256 zawiera jeden woreczek do jednego autotestu.

Nr. 859261 zawiera pięć woreczków, z każdym z nich można przeprowadzić jeden autotest.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POBIERANIA PRÓBEK

- Przed każdym testem należy umyć ręce, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia.
- Aby uzyskać dokładne wyniki, należy używać próbek, które wydają się zbyt lepkie lub które w widocznym sposobie zawierają krew.

OGRAŃCZANIA TESTU

- Test ten nie określa etiologii zakażenia dróg oddechowych wywołanego przez mikroorganizmy inne niż wirus SARS-CoV-2. Autotest antigénowy Biosynex COVID-19 Ag może wykrywać zarówno żywotnego, jak i nieżyjącego wirusa SARS-CoV-2.
- Test musi być stosowany w celu wykrycia antygenu wirusa SARS-CoV-2, przy użyciu wymazu z nosa. Aby wartość ilościowa, a tempo wzrostu stężenia wirusa SARS-CoV-2 nie mogła być określona przy użyciu tego testu.

Dokładność testu zależy od jakości próbki wymazu. Wyniki fałszywe ujemne mogą być podawane w następstwie niewłaściwego pobierania próbek.

Każde nieprzestrzeganie procedury testowej może mieć negatywny wpływ na wykonanie badania i/lub unieważnić jego wynik.

Jedź wynik testu jest ujemny, a nim do objawy kliniczne utrzumują się, zaleca się wykonanie dodatkowych badań z zastosowaniem innych metod klinicznych. Wynik negatywny w zadanym wypadku nie wyklucza obecności antygenu wirusa SARS-CoV-2 w próbce, ponieważ mogą one być obecne, ale na poziomie niższym niż minimalny poziom wykrywalności testu, lub jeśli próbka została pobrana nieprawidłowo.

Wynik negatywny nie wyklucza zakażenia wirusem SARS-CoV-2, szczególnie u osób, które miały kontakt z wirusem. Należy zaplanować kolejne badania z użyciem diagnostyki molekularnej, aby wykluczyć zakażenie u tych osób.

Test ten nie zastępuje konsultacji lekarskiej, ani wyniku analizy biologicznej przeprowadzonej w medycznym laboratorium analitycznym.

Dodatni wynik testu nie wyklucza możliwości współzakażenia innymi patogenami.

Pozitywne wyniki testów nie pozwalają na rozróżnienie między wirusem SARS-CoV a wirusem SARS-CoV-2.

Antygenny wykrywany przez test jest bialko N. Różne warianty wirusa odnotowane w momencie publikacji, w niektórych krajach (a, b, y, δ, o) dotyczą mutacji bialka Spike i dlatego nie mają wpływu na funkcjonalność testu.

Błędne wyniki mogą pojawić się, jeśli:

- test ten jest używany zgodnie z dostarczonymi instrukcjami,

- aluminiowa saszetka jest uszkodzona lub jeśli test nie został przeprowadzony natychmiast po otwarciu aluminiowej saszetki,

- warunki przechowywania nie są przestrzegane lub jeśli test został przeprowadzony po upływie daty ważności podanej na aluminiowej saszetce.

Wynik pozytywny musi być potwierdzony przez analizę laboratoryjną. Należy skonsultować się z lekarzem i nie podejmować żadnych decyzji medycznych bez wcześniejszego zasięgnięcia porady lekarza pierwszego kontaktu.

Test ten nie zastępuje konsultacji lekarskiej, ani wyniku analizy biologicznej przeprowadzonej w medycznym laboratorium analitycznym.

Dodatni wynik testu nie wyklucza możliwości współzakażenia innymi patogenami.

Pozitywne wyniki testów nie pozwalają na rozróżnienie między wirusem SARS-CoV a wirusem SARS-CoV-2.

Antygenny wykrywany przez test jest bialko N. Różne warianty wirusa odnotowane w momencie publikacji, w niektórych krajach (a, b, y, δ, o) dotyczą mutacji bialka Spike i dlatego nie mają wpływu na funkcjonalność testu.

Błędne wyniki mogą pojawić się, jeśli:

- test ten jest używany zgodnie z dostarczonymi instrukcjami,

- aluminiowa saszetka jest uszkodzona lub jeśli test nie został przeprowadzony natychmiast po otwarciu aluminiowej saszetki,

- warunki przechowywania nie są przestrzegane lub jeśli test został przeprowadzony po upływie daty ważności podanej na aluminiowej saszetce.

Wynik pozytywny musi być potwierdzony przez analizę laboratoryjną. Należy skonsultować się z lekarzem i nie podejmować żadnych decyzji medycznych bez wcześniejszego zasięgnięcia porady lekarza pierwszego kontaktu.

Roztwór zatrzymujący azydok sodu mógł reagować wybuchowo z surami olowianymi lub miedzianymi. Użyj dużej ilości wody, aby dokładnie wypłukać odpady wydrukowane do zlewu.

Nie używaj kaset, jeśli były wylegitym opakowaniem przez ponad godzinę.

Nie używaj kaset, jeśli jej opakowanie jest uszkodzone.

PRZEOCHOWYwanie

- Test ten nie może być zamrożony i musi być przechowywany w takim miejscu w temperaturze od 2 °C do 30 °C.
- Kasetka testowa musi pozostać w zamkniętej saszetce do chwil użycia.
- Nie używaj autotestu po upływie terminu ważności podanego na aluminiowej saszetce i na zewnętrznej stronie pudelka kartonowego.

REAKTYWNOŚĆ KRZYŻOWA

Reaktywność krzyżową obserwowaną w przypadku próbek pozytywnych (dodatnich) na obecność patogenu SARS-CoV.

PRÉLÈVEMENT / SAMPLE COLLECTION / MONSTER AFNAME / ABSTRICH / PRELIEVO / POBIERANIE PRÓBKI

Rendez-vous sur Youtube en scannant le QR code suivant pour visualiser la vidéo de démonstration.
Scan the QR code below to head over to YouTube to watch the demonstration video.

Scan de volgende QR-code om de demonstratievideo te bekijken op YouTube.
Scanne den QR-Code, um YouTube aufzurufen und das Demo-Video zu starten.

Un video tutorial è disponibile su YouTube inquadrando il codice QR qui sotto.
Zeskanuj poniższy kod QR, aby przejść do serwisu YouTube i obejrzeć film demonstracyjny.



FR

EN

NL

Veuillez lire la notice dans son intégralité. Munissez-vous d'une montre ou d'un chronomètre.

Please read the notice in its entirety.
Have a watch or timer to hand.

Lees de volledige handleiding door. Leg een horloge of stopwatch klaar.

Lavez-vous les mains avant toute manipulation afin d'éviter une potentielle contamination manuelle.

Wash your hands before handling the kit to avoid any potential contamination.

Was uw handen voor het gebruik om mogelijke besmetting via uw handen te voorkomen.

Ouvrez la boîte et sortez tous les éléments. Posez-les sur une surface plane et propre. Identifiez chaque élément du kit.

Open the box and remove all elements.
Place them on a clean, flat surface. Identify each element of the kit.Open de doos en haal alle onderdelen eruit.
Plaats ze op een sauber, evenwijdig oppervlak. Identificer alle delen van het pakket.

Déchirez l'enveloppe de la pochette. Sortez la cassette. Utilisez le test dans l'heure.

Tear off the top of the pouch, following the indent. Remove the cassette. Use the test within the hour.

Schuret het zakje open. Haal de cassette eraf. Gebruik de test binnen een uur.

Enlevez l'opercule du tube contenant le diluant et posez-le dans le trou pré découpé sur la boîte.

Remove the seal of the tube containing the diluent and place it in the cut-out hole in the box.

Verwijder de dop van het buisje met de verdunner en plaats deze in het voorgesneden gatje van de doos.

Sortir l'écouvillon de son emballage.

Remove the swab from its packaging.

Haal het wattenstaafje uit de verpakking.

Prélevement à réaliser dans chaque narine avec le même écouvillon : Insérez verticalement l'écouvillon dans une narine jusqu'à ce que la résistance soit atteinte (environ 3 cm).

Samples to be taken from each nostril with the same swab:
Insert the swab vertically into a nostril, until you feel resistance (about 3 cm).Der Abstrich hat in jedem Nasenloch mit demselben Wattestäbchen zu erfolgen:
Das Wattestäbchen senkt sich in einem Nasenloch ein, bis die Widerstand spürbar ist (ca. 3 cm).

Faites rouler l'écouillon 5 fois le long de la muqueuse à l'intérieur de la narine pour vous assurer que le mucus et les cellules sont collectés. L'écouillon doit toucher les parois de la narine.

Roll the swab 5 times along the mucous membrane inside the nose to ensure that the mucus and cells are collected. The swab must touch the inner walls of the nostril.

Ruil het wattenstaafje 5 mal langs het slijmvlies in het neusgat om ervoor te zorgen dat slijm en cellen worden verzameld. Het wattenstaafje moet de wanden van het neusgat raken.

À l'aide du même écouvillon, répétez ce processus dans l'autre narine. Retirez l'écouillon de la cavité nasale.

Using the same swab, repeat this process in the other nostril. Remove the swab from the nasal cavity.

Met hetzelfde wattenstaafje herhaalt u de procedure in het andere neusgat. Haal het wattenstaafje uit de neusholte.

Insérez l'écouillon dans le tube et tournez-le au moins 6 fois tout en appuyant l'extrémité contre le fond et le côté du tube d'extraction.

Insert the swab into the tube and rotate it at least 6 times while pressing the end of the swab against the bottom of the extraction tube.

Ruil de het wattenstaafje in de buis en draai het minst 6 keer rond, terwijl u het uiteinde tegen de onderkant en de zijkant van de extractiebus drukt.

Laissez l'écouillon dans le tube pendant 1 minute.

Leave the swab in the extraction tube for 1 minute.

Laat het wattenstaafje gedurende 1 minuut in de extractiebus zitten.

Extraire le maximum de liquide de l'écouillon en « essorant » l'écouillon de l'écouillon. Pour cela, appuyez plusieurs fois sur l'extremité du tube. Retirez ensuite l'écouillon et jetez-le.

Extract as much liquid as possible from the swab by "centrifuging" it using the edge of the tube. To do this, press several times on the edge of the tube. Once done, remove the swab from the tube and dispose of it.

Haal zo veel mogelijk vloeistof uit het wattenstaafje door het uiteinde van de bus tegen de rand van de tube te drukken. Maak vervolgens de Röhrchen leeg.

Mettez la tige compte-goutte sur le tube.

Attach the dropper tip onto the tube.

Zet het druppelaarpiet op het buisje.

Déposez doucement 4 gouttes de solution dans le puits S.

Using the dropper, slowly add 4 drops of solution into well S.

Druk voorzichtig 4 druppels van de oplossing in de opening S erin.

Déclenchez le chronomètre ou notez l'heure du dépôt. Lire le résultat à 15 minutes. Ne pas lire au-delà de 20 minutes.

Start the timer, or note down the time of deposit. Read the results after 15 minutes. Do not read after 20 minutes.

Starte de stopklok of noter de tijd van de deposit. Lees het resultaat na 15 minuten. Lees het uitslag in elk geval binnen 20 minuten.

Mettez le bouchon rouge sur la tige compte-goutte après de jeter le tube à la poubelle afin d'éviter toute potentielle contamination.

Place the red stopper over the dropper test after discarding the tube into the bin, in order to avoid any potential contamination.

Doe de rode dop op de druppelaarpiet voor dat u het buisje in de prullenbak gooit om mogelijke besmetting te voorkomen.

Se référer à la partie « interprétation » pour la lecture du test.

Refer to the "Interpretation" section for details on test reading.

Zie de rubriek "Interpretatie" voor het aflezen des Tests.

%

97,2 %

Spécificité / Specificity / Spezifität / Specificitat / Specificità / Cwistość

90 %

Une étude de préférence à montrer que :

A feasibility study