



## Fiche Technique

**Référence : A CRÉER**

Gencod :

Référence trousse vide :

Référence réassort :

Référence box (de 10) :



*Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part*

Photo non contractuelle

## Trousse de secours

« Ecole »

**Fermeture par zip - Accroche ceinture par sangle  
Multi poches de rangement**

**Trousse en EVA Verte Fluorescent avec croix  
rétro-réfléchissante EN 471**

**Dimensions :** 215 mm x 135 mm x 60 mm

**Poids :** 365 g

### Composition :

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
- 1 sachet stérile de 5 compresses 7.5 x 7.5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable de 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 5 compresses anti coups au calendula
- 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau
- 3 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

**i** Protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement.

Bulletin officiel de l'éducation nationale Hors Série N° 1 du 06 Janvier 2000 (Extrait)

Bulletin officiel de l'éducation nationale.

**Hors série n° 1 du 06/01/2000**

Extrait :

« Toutes les écoles et établissements doivent avoir constitué une trousse de 1ers secours qu'il convient d'emporter en cas de déplacements à l'extérieur. Elle doit comporter au minimum :

- les consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence ;
- un antiseptique ;
- des compresses ;
- des pansements, bandes, écharpes, ciseaux ».

**Avec Farmor, prenez le Reflex**

<http://www.reflex-premiers-secours.com> - [info@reflex-premiers-secours.com](mailto:info@reflex-premiers-secours.com)

