




Réf. **DUCRYO02**

Cryo Professional 170 ml - 60 applications 2 mm

- Permet de traiter efficacement les lésions cutanées bénignes de la peau
- Agent cryothérapeutique, permettant de délivrer une température de -55°C en moins de 15 secondes
  - Durée d'application entre 15 et 40 secondes
  - Set complet comprenant :
    - Une bombe aérosol de 170 ml
    - Des bâtonnets applicateur de 2mm et/ou 5 mm, utilisables en fonction des différentes lésions
    - Un mode d'emploi
  - Réservé aux professionnels de la santé



## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Code barres : 8717484005811

Marquage :

Garantie (mois) :

## MESURES

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

Quantité (PCB) :