

ANSE



Référence	Désignation
CE07ANS08	Anse

Atouts :

- Adaptable sur nos verres ergonomiques avec bec verseur et sur la majorité des verres de cuisine courants.

Indications :

Pour personne :

- Ayant un manque d'ouverture de la main (polyarthrite, arthrose,...),
- En cas de trouble de la sensibilité ou de force diminuée (sclérose en plaque, myopathie, ...).

Description :

- Diamètre minimum : 6 cm
- Longueur anse : 6,5 cm
- Poids net : 20 g

Composition :

- ABS

Entretien :

- Passe au lave-vaisselle.

Précautions d'emploi :

- Ne pas mettre au micro-ondes.
- Tenir éloigné d'une source de chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, livré sous boîte carton, Encombrement : 7,5 x 15 x 7,5 cm.
- Poids brut : 40 g.

