

ADE

REF.MZ10021 - Mètre ruban pour taille et mesure péri métrique

- Lisible des 2 cotés
- Pour mesurer la circonférence et la longueur
- Bouton pour enroulement automatique

Spécifications techniques

- Capacité maximale : 50 - 1500 mm
- Précision : 1 mm
- Dimension : 55 x 20 x 80 mm
- Poids : \pm 45 g



SELEF
utility · design · simplicity

Tél : 0321388190
Fax: 0321399903
selef@selef.fr
Chemin du Lobel
62510 ARQUES