

# MD300C53

## Oxymètre de pouls

L'oxymètre de pouls est un appareil très important dans la prise de mesure de la saturation en oxygène (SpO<sub>2</sub>) ainsi que dans la mesure du rythme cardiaque. Petit, compact, simple, fiable et durable l'oxymètre de pouls facilite le quotidien du patient. Il est largement utilisé en clinique, en hôpital, en centre de soins ou bien à domicile. Le MD300C52 est destiné spécifiquement aux enfants. Il y a un emplacement spécifique indiquant le meilleur endroit pour positionner le doigt de l'enfant.



### SPECIFICITES TECHNIQUES

#### Type de patients

Adultes et enfants

#### SpO<sub>2</sub>

Plage de mesure	70% - 100%
Résolution	1%
Précision de mesure	80% - 99%: ±2% 70% - 79%: ±3% ≤69%: Non défini

#### Rythme cardiaque

Plage de mesure	30 - 235bpm
Résolution	1bpm
Precision de mesure	30 - 99bpm: ±2bpm 100 - 235bpm: ±2%

#### Ecran

Type	Dual couleur OLED
Paramètres	SpO <sub>2</sub> , PR, Pletysmogramme
Mode	6 modes
Luminosité	Ajustable sur 10 niveaux

#### Alarme

Alarme	Indicateur de niveau faible de batterie
--------	---

#### Dimension

Dimension	49mm (L) * 28mm (l) * 28mm (H)
Poids	35g (Piles incluses)

### CARACTERISTIQUES

- 2 L'oxymètre le plus petit au monde
- 2 Simple d'utilisation
- 2 Ecran SpO<sub>2</sub>, PR, Barre de pouls, et Pletysmogramme
- ◇ Faible consommation, indicateur de niveau faible de la batterie
- ◇ Luminosité ajustable, 6 modes d'affichage
- 2 Utilisable à domicile ou en milieu hospitalier

#### Piles

2 piles alcaline AAA 1.5V, 600mAh Durée de vie de 30h en fonctionnement continu

#### Environnement

Temperature opérationnelle	5°C - 40°C
Temperature de stockage	-20°C - 55°C
Humidité opérationnelle	≤80%, sans condensation
Humidité de stockage	≤93%, sans condensation

#### Résistance aux interférences et à la luminosité ambiante

L'appareil fonctionne normalement en présence de bruit sur la base de l'indice BIO-TEK

AGENT

**Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd**

Add: 4th Floor, Jinqiang Science and Technology Building, NO.15 Xijiao Road  
Tel: +86 10 88204188 / 88203520  
Email: market@choicemmed.com

**CHOICEMMED**  
providing a better life

