

Otoscope LuxaScope Auris LED 2,5V et 3.7V USB



- . Format de poche
- . Eclairage 6 LED concentriques breveté
- . Variateur d'intensité
- . Loupe grossissant 3 fois avec fonction verrouillage



Caractéristiques techniques

- . Eclairage 6 LEDs concentriques breveté
- . Champ de vision non limité
- . Fonctionnalité non affectée en cas d'arrêt d'une LED
- . Durée de vie des LEDs : environ 100.000 heures en utilisation intensive
- . Intensité d'éclairage : env. 10.000 Lux
- . Température de couleur : env. 4000 K
- . Arrêt automatique après 3 minutes de non activité
- . Tête au design optimisé
- . Loupe grossissant 3 fois avec fonction verrouillage
- . Poignée aluminium et fibre de verre
- . Bouton poussoir on/off électronique
- . Livré avec :
2 piles alcaline AAA
10 spéculum jetables 2.5 mm gris
10 spéculum jetables 4.0 mm gris

Fabriqué en Allemagne par Luxamed
Garantie 2 ans

LX.A1.416.114	Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Noir
LX.A1.416.214	Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Bleu
LX.A1.416.314	Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Gris
LX.A1.416.914	Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Blanc
LX.A1.516.914	Otoscope LuxaScope Auris KIDS LED 2.5V

LX.A1.426.114	Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V USB, Noir
LX.A1.426.214	Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V USB, Bleu
LX.A1.426.314	Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V USB, Gris
LX.A1.426.914	Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V USB, Blanc

Pour le modèle 3.7 V USB :

- . Caractéristiques identiques au précédent avec batterie rechargeable par USB.
- . Livré avec :
1 batterie au lithium-ion 3,7 V rechargeable
1 chargeur avec prise USB
10 spéculum jetables 2,5 mm gris
10 spéculum jetables 4,0 mm gris.



Caractéristiques des Spéculum jetables

- . Usage unique pour une application hygiénique
- . Adaptable sur tous les modèles actuels
- . En Polypropylène, sans odeur, respectueux de la peau
- . Gris anthracite
- . 2 diamètres disponibles :
2.5 mm et 4.0 mm

LX.A5.101.144	Spéculum jetable 2,5mm, gris (lot de 100 pièces)
LX.A5.102.144	Spéculum jetable 4mm, gris (lot de 100 pièces)
LX.A5.101.184	Spéculum jetable 2,5mm, gris (lot de 1000 pièces)
LX.A5.102.184	Spéculum jetable 4mm, gris (lot de 1000 pièces)