

Table de massage EPIONE SERIE 200 - Standard



Descriptif Technique

SERIE 200 - Standard


- . Table 2 plans avec emplacement visage
- . Mousse confort haute densité
- . Sellerie agrafée en bords tendus
- . Dossier proclive (vérin à gaz)
- . Barres périphériques et roulettes de série
- . Hauteur maxi : 87 cm
- . Hauteur mini : 53 cm
- . Charge maximale : 150 Kg

Garantie (en conditions normales d'utilisation)

- . Châssis : 10 ans
- . Moteur : 3 ans
- . Sellerie : 1 an
- . Poids table : 103 Kg

Différents coloris possibles (cf. nuancier)

Couleur Châssis : Blanc Pur



- 10022001** Noire
- 10022003** Bleue
- 10022004** Rouge
- 10022005** Vert bambou
- 10022006** Blanc
- 10022007** Gris Granit

