

Fiche Technique

Lancettes sécurité BD Sentry™

Références : 369528 - 369523



Descriptif

Lancettes sécurité BD Sentry™ avec aiguille, stériles, à usage unique, pour ponction capillaire.

Caractéristiques générales

Matériaux	- Aiguille : Acier inoxydable de grade chirurgical - Bouton poussoir : Polypropylène - Corps de la lancette : Polypropylène - Ressort d'activation et de rétraction : Fil d'acier recouvert de zinc - Support de fixation de l'aiguille et protecteur d'aiguille : Polystyrène <i>Ne contient pas de latex</i>
Fabricant	- BD Belliver Industrial Estate – Plymouth PL6 7BP (UK) - Certification ISO 13485:2003 par le BSI (n°FM79169)
Représentant européen	BD Belliver Industrial Estate – Plymouth PL6 7BP (UK)
Pays d'origine	Pologne
Stérilité	- Niveau de stérilité : 10^{-6} SAL (Sterility Assurance Level= Niveau d'Assurance de Stérilité) - Mode de stérilisation : par irradiation (rayon gamma) conforme à la norme Internationale EN ISO 11137
Marquage CE	- Dispositif Médical – Classe IIa (règle 6 – Annexe IX) - Directive européenne 93/42/CEE - Certificat de marquage CE n°583593 délivré par le BSI (British Standards Institution, n° 0086) – <i>Disponible sur demande</i>
Conservation	Durée de vie du produit : 5 ans

Caractéristiques spécifiques

Référence de commande	369528	369523
Diamètre (aiguille)	Aiguille 28G (0,36 mm)	Aiguille 23G (0,63 mm)
Profondeur de la ponction	1.5 mm	1.8 mm
Code Couleur	Orange	Vert pâle
Applications	Glycémie capillaire : 1 goutte de sang	Glycémie capillaire pour peau épaisse : 1 goutte de sang Tubes Micro-hématocrite
Conditionnement	Boîte cartonnée contenant 100 lancettes	
Sur-conditionnement	Carton de 20 x 100 lancettes (2000 lancettes)	


Fiche Technique (suite)

Etiquetage

Etiquetage de type symbolique (norme EN 980)

	Unité produit	Boîte cartonnée de 100 unités	Carton de 20 x 100 unités
Nom du fabricant, adresse, pays de fabrication		x	X
Marque déposée BD et logo BD	Logo BD	x	X
Nom et référence du produit		x	X
Visualisation du produit, code couleur, dimensions de la lame		x	X
Stérile et mode de stérilisation		x	X
Marquage CE et n° de l'organisme certificateur		x	X
N° de lot, date de péremption, produit à usage unique	N° de lot gravé	x	X
Nombre d'unités produit contenues dans l'emballage		x	X
Recommandations d'utilisation sous forme graphique			
Code à barres primaire (GS1-128) : identification produit		x	X
Code à barres secondaire (GS1-128) : date de péremption, n° de lot		x	X

Recommandations d'utilisation



PC5 / Lancettes Sécurité BD SENTRY™ / Mars 2013