

SIT 2 IN 1 (bleu)

REF : 1363



Le nouveau coussin multifonctions qui allie à merveille les propriétés du coussin SISSEL® Sit Spécial et du SISSEL® Sit Coccyx!

Les caractéristiques :

- idéal après des blessures ou des opérations
- empêche le bassin de glisser
- découpe anatomique améliore le confort d'assise
- Forme anatomique de l'assise
- la fente ainsi que la mousse viscoélastique du coussin permettent d'éviter les fortes pressions sur la zone fessière
- matériel: la mousse Polyuréthane de haute qualité, combinée avec une mousse spéciale viscoélastique, contribue à une répartition optimale de la pression
- housse velours, lavable, en beige ou en bleu
- Dimensions : 40 x 43 x 9 cm
- Densité de la mousse : 63-65 kg. / m3
- Poids maximum : 130kg

EAN : 4250694702353

Poids : 1.1 KG

Les autres modèles :

REF : 1364 - SIT 2 IN 1 (beige)

EAN : 4250694702377

