

SYSTEME DE FREINAGE PAR APPUI

Référence 826220

**Description :**

Ce kit est spécialement conçu pour être installé sur les rollators n'ayant aucunes roues à l'arrière. Il contient une roue, capuchon de réglage, et système de fixation.

Descriptions techniques :

- Adaptable sur tube 22 mm, 25 mm et 30 mm de diamètre.
- Installation facile : il suffit de percer le rollator d'un trou traversant de 5 mm puis d'installer le kit.
- Freins par pression
- Roue anti-rayures pour les parquets
- Diamètre de la roue : 7.5 cm