

MP 100

beurer
beauty



MP 100 Ensemble de manucure/pédicure

 german
engineering



Incl. 10 accessoires professionnels en saphir et feutre



La vitesse est réglable en continu, rotation dans le sens horaire / anti-horaire



Moteur professionnel puissant - max. puissance jusqu'à 20 000 tr / min



Pour les soins professionnels des ongles et des pieds

Puissance max. jusqu'à 20 000 tr / min

Réglable en continu

Fonctionne dans le sens horaire / anti-horaire

10 accessoires en saphir et feutre de haute qualité

30 pièces jointes unidirectionnelles

Capuchon de protection pour la poussière des ongles

Avec surface de poignée antidérapante

Verrouillage de sécurité

Convient aux diabétiques

Facile à utiliser

Convient également aux ongles artificiels

Fonctionnement sur secteur

Comprend un stockage d'adaptateur intégré

Vitesse: 5.000 rpm - 20.000 rpm \pm 20%

Secteur:

Input: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A

Output: 15.0 V— 2.0 A, 30.0 W

Dimensions (LxH): 22 x 23.5 x 11 cm

Poids: env. 1180 g

Garantie 3 ans

Sales unit: 3 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 57068 2

Item no.: 570.68