



TL 41
Touch

beurer
wellbeing

TL 41 Touch - Lampe de lumineothérapie à bouton tactile

 **german
engineering**



Simulation de la lumière du jour:
Intensité lumineuse d'env. 10000 lux (distance 20 cm *)



Fonctionnement pratique à un bouton tactile



Dispositif médical

À utiliser en cas de symptômes de privation de lumière: par ex. mauvaise humeur, manque d'énergie et de dynamisme

Idéal pour votre bureau

Éclairage exceptionnellement lumineux et uniforme

Intensité lumineuse: env. 10000 lux (distance 20 cm *)

Sans scintillement

Sans UV

Technologie LED à économie d'énergie

Fonctionnement pratique à un bouton tactile

Support dépliable

Incl. adaptateur secteur, longueur de câble env. 150 cm

Dispositif médical

Température de couleur: 6,500 K

Surface d'éclairage: env. 20 x 22 cm

Dimensions: approx. 20,7 x 7,6 x 27 cm


Poids: approx. 400 g

Garantie 3 ans

Sales unit: 4 / Shipping carton: -

EAN-Nr.: 4211125608118

Art.-Nr.: 608.11



*

Lux	Distance
10.000	approx. 20 cm
5.000	approx. 30 cm
2.500	approx. 45 cm

608.11_TL41 Touch_2020-06-08_01_DS_EN_BEU Subject to errors and changes