



FM 150 Massage des jambes par compression

 german
 engineering


Massage par pression de l'air
 inflation et déflation des coussins



Intensité du massage réglable en continu



Massage revitalisant par pression et drainage lymphatique

Améliore la circulation veineuse par restauration de la fonction veineuse

Soulage la tension musculaire

Massage par pression de l'air et inflation et déflation des coussins

Intensité du massage réglable en continu

Inflation alternée des jambières

Avec bouton arrêt de sécurité

Avec la fonction de déflation - pour une dégonflage rapide du coussin d'air

Minuterie incluse: 10/20/30 min.

Simple d'utilisation grâce à la commande manuelle

Mobile - à utiliser à la maison ou en déplacement

Réglage individuel des jambières grâce à une bande velcro

Sac de rangement inclus

3 watts

Fonctionne sur piles ou secteur

Mains voltage:

Input: 100-240V~, 50/60Hz, 200 mA

Output: DC 6V === 500 mA

Incl. 4 x 1.5V piles AA

Dimensions (LxIxH): Leg cuff: 61 x 67 x 0.5 cm

Poids approx. 1.4 kg

Garantie 3 ans

Sales unit: 2 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 64325 6

Item no.: 643.25