

REVITIVE® THÉRAPIE ULTRASON

Catégorie : Gestion de la douleur

Accélère la guérison des blessures musculaires Combat la douleur à la source

Technologie professionnelle de thérapie par ultrasons

Thérapie Ultrason est une nouvelle innovation de la marque REVITIVE qui propose une gamme de dispositifs médicaux de classe I-IIa pour traiter et soulager la douleur.

Conçu pour traiter une variété de blessures musculaires, récentes ou anciennes et les douleurs associées :

- ▶ Courbatures, endorses et claquages
- ▶ Blessures sportives
- ▶ Lésions des tendons et des ligaments

Ce dispositif médical non-médicamenteux de classe II fait appel à la thérapie par ultrasons, utilisée depuis plus de 50 ans en cabinet de kinésithérapie. Une vibration acoustique à très haute fréquence stimule les tissus jusqu'à 4 cm en dessous de la surface cutanée, permettant aux nutriments essentiels de rentrer et de sortir de la cellule, ce qui favorise sa réparation.

Revitive Thérapie Ultrason traite les douleurs de façon ciblée et contribue au processus naturel de guérison du corps.

Référence:		1957-UT1033	Prix conseillé	199€
		Code EAN	Dimensions	Kg
Unité	1	5060217492024	250 (H) x 175 (L) x 70(P) mm	0,65
Carton	10	5060217492031	390 (H) x 285 (L) x 395 (P) mm	6,92

Inclus : Revitive Thérapie Ultrason, Gel à Ultrasons 75ml, pochette de transport, prise secteur, manuel de l'utilisateur



Nouveau

Caractéristiques principales

	Niveaux d'intensité	3 niveaux d'intensité suffisent pour traiter une grande variété de blessures musculaires, articulaires et ligamenteuses.
	Minuterie réglable	La minuterie peut être définie de 5, 10 ou 15 minutes selon les besoins : vous contrôlez votre traitement.
	Sans médicament	Revitive Ultrason est parfait pour un usage régulier et permet d'éviter les conflits médicamenteux.
	Technologie ultrason	Puissante et utilisée depuis 50 ans en cabinet de kinésithérapie, d'ostéopathie ou de thérapie sportive.
	Confortable et inaudible	La vibration ultrasonore a une fréquence si élevée qu'elle ne peut être ni ressentie, ni entendue.
	Facile à utiliser	Compact, léger, simple avec seulement 3 boutons de réglage
	Dispositif médical	Classe II
	Garantie	2 ans

TESTÉ EN
CLINIQUE

RECOMMANDÉ PAR DES
EXPERTS MÉDICAUX

SANS
MÉDICAMENTS

DISPOSITIF
MÉDICAL

REVITIVE

Contre-indications Ultrason ne doit pas être utilisé :

- pour le traitement de tumeurs malignes (application sur une tumeur suspectée ou confirmée)
- sur la peau recouvrant des implants électroniques, notamment des pacemakers ou des défibrillateurs
- sur une zone infectée ou à vif, y compris en cas de tuberculose
- sur la peau recouvrant des anomalies vasculaires (des vaisseaux sanguins) (hémangiomes, malformations capillaires, lymphatiques, artérielles ou artérioveineuses, par exemple)
- directement sur l'abdomen ou le bas du dos d'une femme enceinte
- directement sur des régions actives de l'épiphyse (plaques de croissance), en cas de myosite ossifiante (formation d'os dans le muscle) ou sur les yeux, le crâne ou les organes reproducteurs
- sur des plaies ouvertes, ou des zones cutanées fragiles ou endommagées, p.ex. eczéma
- sur l'avant du cou sur le sinus carotidien
- sur des anomalies spinales, p.ex. spina bifida, après une laminectomie
- sur une thrombose veineuse profonde (TVP) ou thrombophlébite active
- sur des tissus récemment irradiés (dans les 6 derniers mois)
- sur le cœur, les yeux, les testicules, près du cerveau, des ganglions cervicaux, de la colonne vertébrale, des sites de laminectomie (peut causer des saignements de la moelle épinière)
- par des personnes ne comprenant pas le mode d'emploi

Utiliser exclusivement selon l'usage préconisé. Si les symptômes persistent, veuillez consulter votre professionnel de santé.



La campagne média qui soutiendra le produit cet été permettra d'atteindre plus de 70% des seniors.

Tous les mois, REVITIVE est publicisé autour des programmes favorisés des seniors.



Une PLV gratuite impactante pour une expérience consommateur mémorable.

Présentoir étagère, brochures client et guides de formation. Un atout pour la conversion !

Son accessoire en vente : REVITIVE Gel à Ultrasons

Référence:	3440-ULG-250	Prix conseillé	11,90€
	Code EAN	Dimensions	Kg
Unité	1	52 (L) x 188 (H) x 52 (P) mm	0,3
Carton	20	234 (P) x 220 (L) x 285 (H) mm	6,25

Inclus: REVITIVE Gel à Ultrasons 250ml



Pour toute commande, veuillez contacter notre service Logistique à l'adresse e-mail suivante : logistique@revitive.fr

Pour toute demande SAV, veuillez contacter notre service client à l'adresse suivante : contact@revitive.fr

Toute commande est soumise à nos conditions générales de vente (CGV) et emporte leur acceptation sans réserve. Conformément aux clauses plus amplement détaillées dans nos CGV jointes au présent tarif :

- TOUT LITIGE EN RELATION AVEC UNE COMMANDE OU CONTRAT SERA SOUMIS A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE PARIS.
- NOUS CONSERVONS LA PROPRIETE DES PRODUITS JUSQU'AU COMPLET PAIEMENT DU PRIX.