

REVITIVE® ARTHROSE-GENOU

Thérapie et soulagement ciblés de
l'arthrose du genou

2 brevets - Système IsoRocker®
et WidePulse Waveforms®



Référence: 4399-2836AB

		Code EAN	Dimensions	Kg
Unité	1	5060217493809	393 (H) x 369 (L) x 95.5 (P) mm	2,71
Carton	6	5060217493816	415 (H) x 615 (L) x 380 (P) mm	16,3
Palette	54	5060217494561	1430 (H) x 1200 (L) x 800 (P) mm	154

Le genou est une des articulations les plus souvent touchées par l'arthrose, ce qui provoque douleurs, raideurs et gonflements. Le nouvel appareil REVITIVE Arthrose-Genou a été spécialement conçu pour gérer et soulager les symptômes de l'arthrose du genou :

- ▶ Soulagement des douleurs et des raideurs de l'articulation du genou
- ▶ Réduction du gonflement des genoux, des pieds et des chevilles
- ▶ Renforcement des muscles de la jambe, pour soutenir et stabiliser le genou
- ▶ Amélioration du mouvement sans douleur
- ▶ Stimulation de la circulation dans le genou, pour une meilleure santé de l'articulation

Avec sa technologie «**TripleAction**» unique, REVITIVE Arthrose-Genou associe la stimulation EMS par les repose-pieds et la stimulation des Électrodes Arthrose pour un soulagement ciblé et une gestion sans pareille de la douleur, du gonflement et des raideurs provoqués par l'arthrose du genou ou après une opération de cette articulation.

REVITIVE ne convient pas dans les cas suivants:

- Port d'un pacemaker ou AICD (défibrillateur cardiaque automatique)
- Thrombose veineuse profonde (TVP) existante
- Grossesse

Si vous n'êtes pas sûr de vos symptômes, demandez conseil à votre médecin traitant ou votre pharmacien.

Inclus: REVITIVE Arthrose-Genou télécommande avec piles AAA, 2 Electrodes Arthrose, 2 Electrodes corporelles, manuel de l'utilisateur, prise secteur.



Caractéristiques principales



Électrodes Arthrose

REVITIVE Arthrose-Genou comprend deux paires d'Électrodes Arthrose extra larges. Cela permet le positionnement précis et facile des électrodes pour renforcer les muscles de la cuisse qui soutiennent le genou, contribuant ainsi à réduire la pression sur le genou et à soulager la douleur.



Mode Arthrose

Le Programme Arthrose unique permet un renforcement supérieur des muscles quadriceps de la jambe par l'intermédiaire des Électrodes Arthrose.



Dual Mode

Traitement complet de la douleur – Combinaison de deux technologies éprouvées, électrostimulation musculaire (EMS) et neurostimulation électrique transcutanée (TENS), pour le soulagement des douleurs chroniques arthritiques, articulaires, musculaires et névralgiques dans les pieds, les jambes et les genoux.



Rechargeable

Pour encore plus de commodité, REVITIVE Arthrose-Genou est rechargeable et n'a donc pas à être branché en cours d'utilisation. 210 minutes d'autonomie, ou 7 sessions de 20 minutes



Système IsoRocker®
Maximum 20°

Permet une plus grande amplitude de mouvement de la cheville. Il reproduit le mouvement de bascule talon-orteils par la contraction et le relâchement des muscles.

Breveté



- 99 niveaux d'intensité • 17 Formes d'ondes de stimulation
- Formes d'ondes à impulsions larges (Technologie brevetée)
- Télécommande • Sans médicament

TESTÉ EN
CLINIQUE

SANS
MÉDICAMENTS

DISPOSITIF
MÉDICAL

RECOMMANDÉ PAR DES
EXPERTS MÉDICAUX

REVITIVE
CIRCULATION BOOSTER

Accessoires REVITIVE

Électrodes Arthrose-Genou de Remplacement

pour l'appareil REVITIVE Arthrose-Genou

Inclus : 2 grandes électrodes pour les cuisses (uniquement pour usage avec le REVITIVE Arthrose-Genou), manuel de l'utilisateur.

Référence: 2939-2859AC

		Code EAN	Dimensions	Kg
Unité	1	5060217493571	165 (H) x 120 (L) x 20 (P) mm	0,075
Carton	96	5060217493663	430 (H) x 360 (L) x 410 (P) mm	10,60



Sac de Transport REVITIVE

Pratique et durable

Référence: 1102-REV-BAG

		Code EAN	Dimensions	Kg
Unité	1	5060217490754	330 (H) x 440 (L) x 65 (P) mm	0,90
Carton	10	5060217490778	350 (H) x 460 (L) x 680 (P) mm	10,00
Palette	80	5060217494165	1550 (H) x 1200 (L) x 800 (P) mm	104,00




Electrodes Corporelles de Remplacement

Inclus: 4 électrodes corporelles, manuel de l'utilisateur

Référence: 2044-REV-PADS

		Code EAN	Dimensions	Kg
Unité	1	5060217490303	145 (H) x 90 (L) x 20 (P) mm	0,041
Carton	300	5060217490130	550 (H) x 460 (L) x 480 (P) mm	16,40



Une PLV impactante sera mise à disposition pour le lancement magasin.

VU À LA TÉLÉ

Tous les mois, REVITIVE est publicisé autour des programmes favoris des seniors.

TF1

france 2 3 5

C8

TF1 SÉRIES FILMS

TFX

Pour toute commande ou demande SAV, veuillez nous contacter à: contact@revitive.fr

Toute commande est soumise à nos conditions générales de vente (CGV) et emporte leur acceptation sans réserve.

Conformément aux clauses plus amplement détaillées dans nos CGV jointes au présent tarif :

- TOUT LITIGE EN RELATION AVEC UNE COMMANDE OU CONTRAT SERA SOUMIS A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE PARIS.
- NOUS CONSERVONS LA PROPRIETE DES PRODUITS JUSQU'AU COMPLET PAIEMENT DU PRIX.