



Paingone Flow- Expert

Vous souffrez de jambes Lourdes et douloureuses ?

Ne laissez plus votre mauvaise circulation vous ralentir, grâce à Paingone Flow vous retrouverez des jambes et pieds en bonne santé.

Paingone Flow Expert en detail:

1. Dispositif medical de classe 2a, enregistré auprès de l'ANSM (Agence National pour la sécurité du Médicament et des produits de santé)
2. Conçu spécialement pour améliorer la circulation sanguine dans les jambes grâce à la technologie de l'électrostimulation TENS.
3. Simple d'utilisation: il suffit de poser ses pieds sur les coussinets prévu de l'appareil, régler l'intensité souhaitée (via la télécommande) et l'appareil fait le reste.
4. Conçu pour une utilisation en position assise ET couché.
5. Soulagement SANS médicaments
6. 150 niveaux d'intensité
7. 25 formes d'impulsions différentes
8. Batterie rechargeable longue durée
9. Utilisation filaire ou sans fil (sur batterie)
10. Livré avec:
 1. Télécommande
 2. 1 paire d'électrode TENS
 3. 1 paire d'électrode spécifique pour l'arthrose du genou
 4. 1 solution accessoire élégante pour maintenir les pieds au chaud

Référence: PG- Paingone Flow Expert

Code EAN: 5060035705412

Code Douanier: 90189075

Code ACL: 6282596

Dimensions: 33cm x 32,9cm x 9,4cm

Poids: TBD

PCB: 4