

PG- PG XL

Groupe : **PainGone TENS pen**

Sous-groupe :



PainGone XL

IDEAL POUR SOULAGER LES ZONES DE DOULEURS ETENDUES/

- * Appareil médical de classe 2a
- * Paingone XL est idéal pour soulager les douleurs chroniques et aiguës du dos, des épaules et des cuisses.
- * Thérapie d'électrostimulation musculaire
- * Soulage la douleur rapidement et efficacement
- * Sans médicament
- * Arrêt automatique après 15 minutes
- * Niveau d'intensités: 12
- * 3 modes d'impulsions: impulsion faible, impulsion forte, combinaison des impulsion faible et forte
- * Discret et léger: se porte sous les vêtements
- * Fonctionne avec une électrode (consommable)

* Contre-indications:

1. Femmes enceintes
2. Personnes portant un pacemaker ou implant électrique
3. Personnes épileptiques
4. Personnes souffrant de problèmes cardiaques

* CODE ACL (pour les pharmacies en France): 6161909

* CODE CNK (pour les pharmacies en Belgique): 4108767

Emballage	Quantité	code EAN	L(mm)	l(mm)	H(mm)	Kg
PIECE	1	5060035704064	150	125	20	0,1
CART_IN	10	05060035704064	200	163	136	1,19
CART_OUT	120	85060035704064	495	420	295	14,83
PALET	2880	85060035704063	1200	800	1800	355,92

Garantie (mois): **24**

Tarif Douanier: **90189075**

Nombre batteries: **1xCR2032**

Batteries Inclus

Alimentation: