

ELECTROSTIMULATEUR



Bluetens

L'ELECTROTHERAPIE pour APAISER LES DOULEURS,
SOIGNER, RELAXER et RENFORCER

1er appareil d'électrothérapie connecté à un smartphone.

+ de **100 programmes sur 15 parties du corps,**

3 actions, 5 effets, 1h de charge pour 15 jours d'utilisation

Ceci est un dispositif médical de classe IIA et à ce titre il est certifié CE0123.



Contenu de la boîte:

1 Bluetens

1 Pack d'électrodes mix

1 câble Usb pour la recharge

1 câble snap pour connecter les électrodes

1 manuel et 1 pochette



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Sélection de la zone à traiter et de l'effet désiré
- Réglage de l'intensité grâce à la roue de contrôle et /ou l'application Bluetens
- Description des programmes d'électrostimulation
- Indication du positionnement des électrodes
- Plus de 100 programmes intégrés
- Appairage automatique via Bluetooth 4.0 (BLE)
- Mode double fonction (Bluetooth 4.0 / autonome)
- Compatibilité : Bluetooth 4.0 (BLE) - Android 4.3 et au-delà - iOS 7 et au-delà
- Batterie Li-Ion rechargeable par USB intégrée
- Jusqu'à 5 heures d'utilisation en continue
- Appareil et accessoires certifiés pour l'utilisation dans le secteur médical

	Poids (g)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Qte (pcs)
Unité nue	25	60	40	12	1
PCB	435	135	132	69	1
Master PCB	8,73	292	335	275	20

Ref : BLT02M
Gencod : 3760071200118
PPC : 149 €
Deee : 0,08€
Code ACL7 : 6015929
Code 13REF : 3401060159290