


ACCESSOIRES

ELECTRODES PAPILLON



Electrodes grand format qui s’adaptent à toutes les parties du corps, à utiliser avec le clip sans fil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Electrodes compatibles avec le clip sans fil
- 3 électrodes ovales 120mm x 180mm
- Électrodes adhésives de haute qualité pour une meilleure conductivité et diffusion des effets
- Réutilisables de 20 à 30 fois

	Poids (g)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Qté (pcs)
Unité	20	180	120	3	1
Sous PCB	80	200	140	10	3
Master PCB	2000	400	300	300	25

Ref : ELEPAP
Gencod : 3760071200651
PPC :
Deee :