




SL 60

beurer
wellbeing

SL 60 Masque anti-ronflements

 **german**
engineering

PPR: 129,99 €
Dec 2018



Arrêt du ronflement via l'alarme
de vibration



Intensité du pouls réglable avec
prévisualisation



Analyse précise des ronflements via
l'application "Beurer Sleep Quiet" via
Bluetooth®



Traitement thérapeutique pour réduire les ronflements lors d'une bonne nuit de sommeil

Détection innovante en temps réel du ronflement en capturant les bruits des
ronflements et le signal de vibration de conduction osseuse

Arrêt immédiat du ronflement par l'intermédiaire d'une alarme de vibration frontale.

En raison de la réaction du corps, les muscles de la gorge deviennent fermes et
cela peut permettre à l'utilisateur de changer sa position dans le lit.

Masque de sommeil confortable:

- Lavable en machine jusqu'à 30 °C
- Longueur réglable

Avec application gratuite "Beurer SleepQuiet" pour:

- Analyse précise du ronflement
- Affichage et représentation graphique des données (jour / semaine / année)
- Détermination du volume de ronflement
- Journal de bord des ronflements
- Intensité du pouls réglable avec prévisualisation

Compatible avec iOS 9.0 et Android™ 4.4 avec *Bluetooth®* 4.0

Batterie rechargeable

- Temps de charge: 2 heures
- Durée: 2 - 3 nuits en cas de ronflements lourds

Incl. Câble de chargement micro USB

Dimensions (LxIxH): Commande: 4.3 x 1.9 x 1.2 cm

Masque: 23.5 x 9.0 x 3.4 cm


Poids du produit: env. 48 g

Garantie 3 ans

Sales unit: 4 / Shipping carton: 4 x 4

EAN no.: 4211125 67769 5

Item no.: 677.69



Le masque anti-ronflement SL 60 agit en douceur sur le dormeur. S'il détecte un ronflement, le masque envoie des impulsions de vibration pour interrompre le ronflement. En raison de la réaction du corps, les muscles de la gorge deviennent fermes et les voies respiratoires s'ouvrent. La respiration est calmée et le ronflement diminue. Cela peut aussi permettre de changer votre position dans le lit. Passez une nuit paisible!

Écran d'accueil pour une vue d'ensemble et une navigation rapide

Indicateur de ronflement coloré:



Ronflements par heure	Couleur	Niveau de ronflement
0 - 19	●	normal
20 - 49	●	léger
50 - 99	●	moyen
≥ 100	●	lourd




Fonction journal de bord:
Enregistrement d'indicateurs comme l'alcool, le stress, etc.



Aperçu graphique:
Jour, semaine, année



Paramètres:
Individualisation de l'alarme de vibration (avec prévisualisation), sensibilité, etc.



Transfer using
Bluetooth® low
energy technology



List of supported
smartphones



System
requirements:
iOS ≥ 9.0
Android™ ≥ 4.4
Bluetooth® 4.0

*The app you download may differ from the illustrations.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.