

## Gamme CALORPAD

A l'approche de l'hiver, les thermomètres indiquent des températures qui commencent à décourager certains sportifs. Le sport reste conseillé car l'organisme s'adapte au froid. Le froid s'attaque d'abord aux extrémités. Le refroidissement a pour conséquence de faire chuter le débit sanguin dans ces zones.

**Les doigts et les orteils pourront être ainsi protégés du froid avec les chauffeuses mains, orteils ou pieds (semelles chauffantes) CALORPAD. Le concept de la chauffeuse CALORPAD : produire de la chaleur et l'emmener partout avec vous.**

**Ouvrez l'emballage, secouez la chauffeuse et réchauffez-vous.** Rien de plus simple ! Elle présente le grand avantage d'être nomade et fonctionne pendant plusieurs heures. Usage unique.

Autre concept, le **patch chauffant**. Se colle sur la peau sous vos vêtements. Le réchauffement du patch est provoqué par l'oxydation du fer contenu à l'intérieur au contact de l'air. Cette **chaleur thérapeutique aide les muscles à se détendre et augmente la circulation sanguine**, ainsi la réparation des muscles est un soulagement. Usage unique.

**CALORPAD a développé une gamme de coussins conçus pour soulager rapidement la douleur par son action à chaud (thermothérapie) et ce, naturellement (sans médicament). Le coussin chauffant réutilisable s'active en cliquant sur la petite pastille métallique visible à l'intérieur, ainsi l'utilisateur déclenche une cristallisation du contenu : la chaleur commence à se diffuser. Le coussin chauffant dégage une chaleur de 45°C maximum en 5 secondes pendant un temps variable selon les conditions d'utilisation.** Il présente le grand avantage d'être réutilisable plus d'une centaine de fois en le plongeant dans l'eau bouillante.

Enfin, les **coussins chaud/froid CALORPAD réutilisables** présentent l'avantage d'être utilisés en **cryothérapie** – au réfrigérateur ou congélateur – pour soulager les douleurs mécaniques et/ou inflammatoires, ou en **thermothérapie** – micro-ondes ou eau chaude selon les modèles – pour soulager les douleurs rhumatismales. Le coussin lombaire et le 4 en 1 sont livrés avec housse intégrée. Pratique, le coussin CALORPAD 4 en 1 se décline en différents formats afin de s'adapter à toutes les zones douloureuses (genoux, coudes, poignets, chevilles).

### Chaufferettes – Semelles chauffantes – Usage Unique



Ouvrir le sachet et attendre quelques minutes que la **réaction thermique** se fasse au contact de l'air. La réaction se produit grâce à une lente oxydation de la poudre de fer au contact de l'oxygène de l'air. Le sel et l'eau remplissent des fonctions de catalyseurs. Ne pas coller directement sur la peau  
Composition : Charbon actif, sel, vermiculite, eau, composants non toxiques et biodégradables. 100 % naturel

- 70188000 CHAUFFE MAINS - 9.5 x 5 cm - USAGE UNIQUE - la paire
- 70188001 CHAUFFE ORTEILS - 9.5 x 7 cm - USAGE UNIQUE - la paire
- 70188002 SEMELLES CHAUFFANTES - Taille S/M - 23.5 x 7.8 cm - USAGE UNIQUE - la paire
- 70188003 SEMELLES CHAUFFANTES - Taille M/L - 26 x 8.4 cm - USAGE UNIQUE - la paire

### Patches chauffants – Usage Unique



Mince et très discret, le patch chauffant va vous procurer une **chaleur douce et confortable pendant 8 heures et plus**. Il est conçu pour **chauffer graduellement et atteindre sa température moyenne d'environ 55°C**.

Se positionne sur un sous-vêtement (ne pas coller directement sur la peau).

Composition : Charbon actif, sel, vermiculite, eau, composants non toxiques et biodégradables. 100 % naturel

- 70188004 LOT DE 2 PATCHS CHAUFFANTS ADHESIFS 8H - 28 x 8 cm - USAGE UNIQUE
- 70188005 LOT DE 2 PATCHS CHAUFFANTS ADHESIFS 12H - 13 x 9 cm - USAGE UNIQUE

## Chaufferettes – Semelles chauffantes - Réutilisables



Pour un usage immédiat :

- Cliquez sur la pastille métallique
  - En 5 secondes, la chaleur se diffuse
- Après usage, déposez la chaufferette/semelle durcie dans l'eau bouillante pendant 10 à 15 min / 5 min jusqu'à ce qu'elle redevienne transparente et que tous les cristaux aient entièrement disparu. Pour éviter de vous brûler, manipulez avec précaution l'eau bouillante et laissez refroidir la chaufferette/semelle avant un nouvel usage. Housse lavable à la main ou en machine à 30° C. Composition : Acétate de sodium, eau, produits non toxiques  
Usage au micro-ondes strictement interdit.

<b>70188006</b>	CHAUFFERETTE - 8 x 11 cm - REUTILISABLE - l'unité
<b>70188007</b>	MINI CHAUFFERETTE - 8 x 6 cm - REUTILISABLE - la paire
<b>70188008</b>	SEMELLES CHAUFFANTES - 3 TAILLES EN 1 - 26 x 8.5 cm - REUTILISABLE - la paire

## Coussins « Chaud » - Réutilisables



Pour usage immédiat :

- Cliquez sur la pastille métallique
  - En 5 secondes, la chaleur se diffuse
- Livré avec une housse afin d'assurer un bon maintien sur la zone douloureuse. Réutilisable plus d'une centaine de fois. Après usage, déposez le coussin **sans sa housse** dans l'eau bouillante pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce qu'il redevienne transparent et que tous les cristaux aient entièrement disparu. Pour éviter de vous brûler, manipulez avec précaution l'eau bouillante et laissez refroidir le coussin avant un nouvel usage. Housse lavable à la main ou en machine à 30°C Acétate de sodium, eau, produits non toxiques  
Usage au micro-ondes strictement interdit

<b>70188009</b>	COUSSIN CHAUD - LOMBAIRES - 17 x 28 cm - REUTILISABLE - l'unité
<b>70188010</b>	COUSSIN CHAUD - CERVICALES - 20 x 40 cm - REUTILISABLE - l'unité

## Coussins « Chaud / Froid » - Réutilisables



*Le coussin lombaire et le 4 en 1 sont incorporés à leur housse et se fixent grâce aux sangles à scratch. Le Coussin chaud/froid 4 en 1 est spécialement adapté pour 4 zones : coude, genou, cheville, poignet.*

<b>70188011</b>	COUSSIN CHAUD/FROID + HOUSSE - 10 x 15 cm - REUTILISABLE - l'unité
<b>70188012</b>	COUSSIN CHAUD/FROID + HOUSSE - 11 x 27 cm - REUTILISABLE - l'unité
<b>70188013</b>	COUSSIN CHAUD/FROID - LOMBAIRES - 20 x 40 cm - REUTILISABLE - l'unité
<b>70188014</b>	COUSSIN CHAUD/FROID - CERVICALES + HOUSSE - 20 x 40 cm - REUTILISABLE - l'unité
<b>70188015</b>	COUSSIN CHAUD/FROID - 4 EN 1 - 20 x 45 cm - REUTILISABLE - l'unité
<b>70188016</b>	COUSSIN CHAUD/FROID - YEUX & TEMPES - 24.5 x 9 cm - REUTILISABLE - l'unité

**Utilisé à froid, CalorPad soulagera vos douleurs mécaniques et/ou inflammatoires et réduira les œdèmes immédiats.**  
**Utilisé à chaud, CalorPad soulagera vos douleurs rhumatismales et diminuera les contractures.**

Toujours se référer aux conseils d'utilisation.

**Utilisation à froid (cryothérapie) :**

Placer le coussin (avec ou sans sa housse selon le modèle) de 2 à 3 heures au réfrigérateur ou de 10 à 50 min max. au congélateur (selon le modèle) puis appliquer avec ou sans sa housse sur la zone à soulager. Le coussin peut être conservé en permanence au réfrigérateur. Ne pas conserver le coussin au congélateur.

**Utilisation à chaud (thermothérapie) au four à micro-ondes :**

Placer le coussin au micro-ondes (avec ou sans sa housse selon le modèle) en s'assurant qu'il ne touche pas aux parois. Chauffer de 450W à 1000W (selon le modèle) pendant 10 sec. Malaxer et renouveler l'opération par intervalle de 10 sec jusqu'à obtention de la T°C souhaitée.

**Utilisation à chaud (thermothérapie) à l'eau chaude (sauf pour coussins lombaire et 4 en 1) :**

Faire chauffer de l'eau dans un récipient jusqu'à ce qu'elle frémisses puis retirer le récipient de la source de chaleur. Plonger le coussin de 30 sec à 1 min (selon le modèle). Retirer et essuyer. Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Malaxer pour répartir la chaleur.

Ne pas utiliser au four traditionnel. Composition : Gel à base de glycérine, propylène-glycol, carboxyméthylcellulose, colorant à l'eau.