

HOT COLD 28 x 36 cm SISSEL®

REF : 1115



La compresse reste toujours très malléable lors des utilisations en chaud ou froid, avec un tissu plastifié souple et lavable et un revêtement très agréable au toucher.

La compresse se met en cuve ou au four micro-ondes pour la réchauffer ou dans freezer pour la refroidir.

Les caractéristiques :

- utilisation chaude et froide possible
- préchauffage au bain-marie ou au four micro-ondes
- surface en matière textile
- dimensions: 36 x 28 cm

EAN : 4250694700830

Poids : 1.95 KG