




## OT 30 Thermomètre basal connecté


**german  
engineering**


Peut être utilisé avec l'application "Ovy" - Transmission de données de température via la technologie Bluetooth®



Calcul des cycles



Enregistrement des signaux corporels



Thermomètre digital de contrôle de l'ovulation

Mesure de la température corporelle basale

Affichage de 2 chiffres après la virgule

Pour la mesure orale et vaginale

La lumière LED signale la transmission via Bluetooth®

Précision:

± 0.05 °C: 35.00 °C - 38.00 °C à température ambiante;  
en dehors de cette plage ±0.1 °C

Plage de mesure: 32.00 - 42.99 °C

Pointe de mesure flexible

Résistant à l'eau

Peut être désinfecté

30 espaces de mémoire

Signal sonore à la fin de la mesure (On/Off)

Avec capuchon de protection

1 pile CR2032 incluse

Indicateur de changement des piles

Arrêt automatique

Indication de la température °C/°F

Dimensions (LxIxH): 105 x 33 x 17.6 mm

Poids: approx. 20.1 g (sans piles)

Dispositif médical

Garantie 5 ans

Sales unit: 4 / Shipping carton: 12 x 4

EAN no.: 4211125 79106 3

Item no.: 791.06

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



german  
engineering



## CONNEXION



Calcul des cycles d'ovulation avec l'application "Ovia" - transmission facile de la température grâce à la technologie basse consommation Bluetooth®

works with



Syncs with

- iOS ≥ 8.0
- Android™ ≥ 4.4
- Bluetooth® 4.0

791.06\_OT30\_2018-07-02-03\_DS\_EN\_BEU Subject to errors and changes

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.