



CARINA  
Medical



## GUERIDON

5061



## CARACTÉRISTIQUES :

- Meuble Assistant 1 plateau - 3 tiroirs
- Nouveau !!! Meuble idéal pour les prélèvements, assistant consultation...
- Hygiène Optimale
- Meuble compact en polyéthylène sur 4 roulettes Ø50mm dont 2 à freins, très facile d'entretien
- Composé de :
  - 2 tiroirs spécialement étudié pour le petit équipement (poids supportable 3 Kg)
  - 1 tiroir inférieur grosse capacité (poids supportable 7 kg)
  - 1 plateau
- Dimensions : L420 x P490 x H810
- Options : Coloris de façade au choix en supplément (Classique, Urban, Eco)

