

joleti

FICHE TECHNIQUE

2111187030

TABLE PLIANTE BOIS LETTI NOIR JOLETI



Dimension: L 186*W 70*(H 58-82)cm
Longueur repose tête : 30cm
Angle d'ajustement du dossier : 0-70 degrés
Capacité de port : 140kg
Matière de revêtement : PVC/PU Similicuir
Matière structure : Bois
Poids : Net 16.5Kg, brut 18kg

joleti

Densité de la mousse du matelas : 22Kg/m³

Accessoires inclus : Sac de transport, repose tête, espace rangement pour repose bras, 2
reposes bras, 2 bouchons pour les espaces pour la tête.

Garantie : Armature – 2 ans, Matelas 1 an

Conditions de stockage : température 5-35°C, humidité ≤75%