



CHAISE DE MASSAGE – FMA005

- Hauteur réglable de 100 à 112 cm
- Siège réglable
- Tête multi-réglable et rabattable
- Repose-bras réglable

- Coussin de poitrine ajustable
- Châssis en aluminium
- Coussin tête amovible
- Sac de transport fourni

CHARGE MAXI 160 KG

POIDS NET 7.2 KG / POIDS TOTAL 9.5 KG

GARANTIE 2 ANS

COLORIS DISPONIBLES :

Bleu Navy, Beige, Chocolat et Noir

