



ISO 9001
ISO 13485




Parc d'Entreprises VISIONIS
01090 GUEREINS - FRANCE
Tel: +33 (0)4 37 55 25 50
Fax: +33 (0)4 37 55 22 13
E-mail :
- France : commercial@jtguniversal.com
- Export : export@jtguniversal.com



2 plages



3 plages



4 plages



1 plaque

NEGATOSCOPE

Négatoscope, lampe type lumière du Jour. Couleur K 6100°. Eclairage de chaque plaque indépendant (1 interrupteur /plaque)

Interrupteurs bipolaires étanches. Fusibles de sécurité bipolaire. Cordon indépendant du coffret.

Sans variateur

Ref	Plage	Utile	Ext
882 11 01	1 Plaque	400x425mm	455x460x130mm
882 11 02	2 Plages	800x425mm	845x465x130mm
882 11 03	3 Plages	1200x425mm	1245x465x130mm
882 11 04	4 Plages	1600x425mm	1645x465x130mm
882 11 11	Vertical	425x1200mm	460x1245x130mm

Avec variateur

Ref	Plage	Utile	Ext
882 11 21	1 Plaque	400x425mm	455x460x130mm
882 11 22	2 Plages	800x425mm	845x465x130mm
882 11 23	3 Plages	1200x425mm	1245x465x130mm