

Réf. 02 11 104 000

joleti

- Pour tous les jours et pour toute la famille.
- utilisation intuitive.
- Gonflage automatique.
- 2 x 90 mesures mémorisables.
- Valeur moyenne des 3 derniers relevés.
- Indicateur de classification de la pression sanguine.
- Détection du rythme cardiaque irrégulier.
- Précision : pression  $\pm 3$  mmHg/battements cardiaques  $\pm 5\%$ .
- Plage de mesure : Pression systolique 60 à 260 mmHg, Pression diastolique 40 à 180 mmHg, Poulx 40 à 60 pulsations/minute.
- Pour un poignet de circonférence 12,5 à 20,5 cm.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 6,6 x l. 7 x H. 3 cm.
- Poids : 110 g (sans les piles).
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**



Distributeur :



La Centrale Médicale  
ZI de la Petite Dimerie  
15, rue du 11 Novembre  
62310 FRUGES (FRANCE)



HONSUN (NANTONG) Co., Ltd.  
No.8, Tongxing Road, Economic&Technical  
Development Area, 226009 Nantong City  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Origine : Chine

Shanghai International  
Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestrasse 80, 20537  
Hamburg Germany



CE 0123

