

medel®

CHECK

Tensiomètre à bras automatique pour 2 utilisateurs



Ecran large
rétro-éclairé



2 x 60 emplacements de
mémoire



Moyenne des 3 dernières
mesures des 15 dernières
minutes



Garantie 5 ans

Medel CHECK est un tensiomètre au bras entièrement automatique, il dispose de la fonction T3 qui permet de calculer la moyenne des 3 dernières mesures des 15 dernières minutes. Medel CHECK est équipé d'un écran large rétro-éclairé pour une lecture facile.

Testé conformément au ESH (European Society of Hypertension)

Dispositif Médical de Classe IIa.

• Systolique, Diastolique et mesure du pouls • 2 x 60 emplacements de mémoire • Dépistage de l'arythmie • Brassard universel 22-42 cm • Ecran rétro-éclairé • Chargeur micro USB • Pochette souple, facile à transporter • Garantie 5 ans



APPROUVE PAR L'ESH



Poignée ergonomique



Dépistage de l'arythmie



SPECIFICATIONS

Technologie	oscillométrique
Précision	Pression +/- 3 mmHg battements cardiaques +/- 5%
Plage de mesure	Pression de 30 à 280 mmHg; 40-199 battements cardiaques/min
Alimentation	4 piles AA de 1,5V et port micro USB
Mémoire	2 utilisateurs: 60 mémoires
Utilisateurs	✓
Systolique / diastolique et affichage du pouls	✓
Date et heure	✓
Dépistage de l'arythmie	✓
Fonction T3 (moyenne des 3 dernières mesures des 15 dernières minutes)	9,4 x 10,2 cm
Dimensions LCD (Lxl)	6 x 8 cm
Taille du brassard	Universel 22-42 cm



ACCESSOIRES

- Brassard universel 22-42 cm
- Pochette souple, facile à transporter

95124

