

Tensiomètre Systo Monitor Connect 300

SOEHNLE



Affichage des arythmies cardiaques



Valeur moyenne des 3 dernières mesurées



Capteur de mouvement



60 emplacements de mémoire respectives pour 2 utilisateurs



Écran LCD XL (4,9 x 7,3 cm)




Bluetooth
SMART



FREE

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



- › Mesure entièrement automatique du pouls et de la tension sur le haut du bras
- › Affichage des arythmies cardiaques : Systoles, diastoles, pouls
- › Classification des valeurs mesurées selon l'OMS sur échelle de couleurs vert-rouge
- › Brassard haut du bras confortable (22 – 42 cm) avec contrôle
- › Écran LCD XL (4,9 x 7,3 cm)
- › Dimensions env. 118 mm x 126 mm x 72 mm
- › Capteur de mouvement
- › Valeur moyenne des 3 dernières valeurs mesurées
- › 60 emplacements de mémoire respectives pour 2 utilisateurs
- › Contrôle sur le long terme grâce à une connexion d'application
- › Mode hôte inclus (sans mémoire)
- › Piles incluses (4 x AA)

Une seule application pour tout ! Avec Soehnle Connect, vous avez à tout moment une parfaite vue d'ensemble de toutes vos données de fitness et de vos données corporelles personnelles provenant de tous les produits Connect. Configuration requise pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de l'application :
Android™ : 4.4.4 / iOS® : iOS 9 / Bluetooth® : 4.0

Info technique :

EAN :	4006501680969
PCB :	4
Nombre d'articles par palette :	448
Nombre de couches par palette :	7
Nombre de cartons par couches :	16
Dimensions Pack en cm :	13,5 x 9 x 17,7 cm
Poids Brut en Kg :	0,65 kg
Poids Net en Gr :	0,626 kg
Type de Packaging :	Boîte
Garantie :	2 ans
DEEE :	+ 0,11 € HT / UVC