

TENSIOMETRE BRASSARD AND UA 767S IHB



Le tensiomètre UA-767 S est la troisième génération de tensiomètre UA-767 avec un nouveau design et de nouvelles fonctions pour une utilisation encore plus facile et familiale. Il possède 60 mémoires indépendantes + moyenne et la nouvelle fonction %IHB, qui aidera l'utilisateur à contrôler la fréquence des battements irréguliers.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Tensiomètre automatique
- Système oscillométrique
- Gonflage automatique du brassard (Nouveau brassard sans latex ni métal)
- Indication de mauvais positionnement et d'erreur suite aux mouvements du bras
- Affichage simultané systole, diastole, pulsation sur large écran LCD
- 1 utilisateur x 60 mémoires et la moyenne
- Diagnostic de la tension avec indicateur clignotant
- Détection d'arythmie : nouveau système exclusif IHB avec détermination de la fréquence des irrégularités
- Prise adaptateur secteur
- Alimentation 4 piles LR6 fournies
- Trousse de rangement
- Validation clinique BHS
- Enregistrement AFSSAPS
- Référence : UA 767 S
- Code article : 5060006581205

