

## Veroval® tensiomètre bras Autotensiomètre

Référence  
925302

Code ACL  
6028925



### Produit

L'autotensiomètre pour le bras Veroval® tensiomètre bras est un appareil qui utilise la méthode de mesure oscillométrique.

La pression de gonflage dépend de la valeur de la tension systolique (technologie Comfort Air) et est ajustée individuellement à partir des valeurs des pressions artérielles antérieures, sauf pour la première mesure qui nécessite une pression de gonflage de 190 mmHg.

Le produit est livré avec une housse de protection.

Appareil validé cliniquement : protocole ESH-IPS.

Le produit est conforme aux normes DIN EN IEC 60601-1, DIN EN IEC 60601-1-2, DIN EN 1060-3, DIN EN 1060-4, DIN EN IEC 80601-2-30, DIN EN ISO 81060-1 et DIN EN ISO 81060-2.

### Indications / Classification

Prise de la mesure de la tension artérielle au bras d'un adulte.

Veroval® tensiomètre bras est un dispositif médical de classe IIa (TÜV-0123).

### Spécifications

#### Composition :

Composition du boîtier écran : polycarbonate

Composition du brassard :

- extérieur : polyester

- fermeture : Velcro

- poche gonflable : PVC

- tubulure : silicone

- boucle : acier plaqué nickel

Affichage digital - écran LCD à cristaux liquides

Composition de la housse : ABS

#### Caractéristiques :

Autotensiomètre dont la compression et la décompression est entièrement automatique.

Affichage date, heure, pressions systolique et diastolique, pouls.

Technologie "Comfort Air".

Indication arythmie

Contrôle de position du brassard

Classification colorielle des résultats selon les recommandations de l'OMS

Ecran extra-large.

Possibilité d'adaptation sur le secteur (adaptateur en option).

Fonction 100 mémoires pour 2 utilisateurs avec calcul de la moyenne de toutes les valeurs mesurées, de la moyenne "matin" et "soir" des 7 derniers jours.

Piles x 4 Alcaline-manganèse - type AA LR06 - 1,5 V (environ 1000 mesures).

Fonction contrôle état des piles.



Coupure automatique après 1 minute d'inutilisation après la fin de la mesure, dans les autres cas après 30 secondes.

Etendue de l'affichage : 0 - 300 mmHg.

Etendue de la mesure :

- Systole (SYS) : 50 - 280 mmHg,
- Diastole (DIA) : 30 - 200 mmHg,
- Poulx : 40 - 199 pulsations / minute.

Pression de gonflage : env. 190 mmHg lors de la première mesure

Possibilité d'enregistrer les données sur le logiciel Veroval medi.connect (disponible gratuitement sur le site [www.veroval.fr](http://www.veroval.fr))

Garantie : 3 ans.

## Présentation / Conditionnement

Emballage individuel dans une housse de protection, puis sous pochette plastique transparente soudée, puis dans une boîte.

Accompagné :

- d'une notice d'emploi, avec bon de garantie
- d'un câble USB
- et de 4 piles types AA LR06 1,5V.

Accompagné d'une notice d'emploi.

Référence	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton
925302	1	4

Référence	Dimensions boîte	Dimensions carton
925302	245 x 82 x 170 mm	340 x 257 x 189 mm

## Précautions d'emploi

Se référer à la notice.

## Contre-indications

Se référer à la notice.

## Conseils d'utilisation

Se référer à la notice.