



Près de 100 ans d'expérience...

## Dispositifs anéroïdes muraux et mobiles 767 de Welch Allyn

Son nouveau design plus moderne, sa nouvelle ligne esthétique font du tensiomètre anéroïde 767 un tensiomètre ergonomique et simple d'utilisation. Depuis près d'un siècle d'expérience, la société Welch Allyn contribue au développement et à la conception de technologies innovantes en matière de tensiomètres. C'est le bon choix pour des lectures précises et fiables dans votre établissement.

**WelchAllyn**<sup>®</sup>

Advancing Frontline Care<sup>™</sup>



## Des avantages qui comptent.

Le dispositif anéroïde 767 est un témoignage de l'expérience de Welch Allyn depuis près de 100 ans dans l'innovation en matière de tensiomètres, combinant les avantages traditionnels, une nouvelle ligne esthétique et un design plus contemporain que vous attendez de Welch Allyn.

### Précis

- Le cadran gravé au laser offre une précision inégalée
- Précision certifiée à  $\pm 3$  mm Hg
- Un cadran suspendu et un indicateur rouge à contraste élevé augmentent la visibilité et réduisent les erreurs de parallaxe

### Fiable

- Le mouvement à rubis contribue à une plus longue durée de vie
- La durée de garantie de l'étalonnage prouve notre engagement dans la longévité

### Pratique

- Un nouveau socle mobile 5 branches offre une meilleure stabilité et maniabilité
- Rangement intégré sur le modèle mural et le modèle de bureau

### Sûr

- Les brassards de prise de tension artérielle FlexiPort ont un revêtement antimicrobien pour réduire la prolifération de moisissures et de bactéries
- Sans latex
- Sans mercure

## Informations pour vos commandes

### Dispositif anéroïde mural 767

WEL080 Dispositif anéroïde mural 767 avec brassard FlèxiPort pour adulte réutilisable\*

### Dispositif anéroïde mobile 767

WEL081 Dispositif anéroïde mobile 767 sur socle 5 branches avec brassard FlexiPort pour adulte réutilisable\*

### Dispositif anéroïde de bureau 767

WEL082 Modèle de bureau 767 avec brassard FlexiPort pour adulte réutilisable



De simples changements de couleur et de nouveaux bords arrondis donnent un look moderne au dispositif anéroïde.



Un nouveau socle mobile 5 branches offre stabilité et maniabilité.

Pour plus de renseignements, contactez notre partenaire



23 Avenue Auguste Verola - 06200 Nice -  
T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83  
Email : [contact@fracito.net](mailto:contact@fracito.net) / web : [www.fracito.net](http://www.fracito.net)

**WelchAllyn**<sup>®</sup>

Advancing Frontline Care™