

Tensiomètre Mécanique PRAKTICUS I



- . **Tensiomètre anéroïde manopaire**
- . Brassard calibré selon la dimension du bras
- . Livré avec brassard Adulte et trousse
- . **Repaire de positionnement de l'artère** sur le brassard
- . Manomètre plastique, gradué en mm de mercure, graduation de 0 à 300 mm
- . Large cadran : 65 mm de Ø
- . Tolérance de mesure + ou – 2 mm de Hg
- . Marquage CE n° 0123 : Classe 1M
- . **Fabriqué en Allemagne par F. BOSCH**
- . **Garantie 2 ans**
- . Code douanier : 90189084

- . Dispositif médical ne comportant pas de latex
- . Conditionné en boîte carton recyclable
- . Stockage dans un endroit sec de -20°C à +70°C
- . Température d'utilisation de +10°C à +40°C
- . Appareil conforme aux normes européennes
- . Dimensions : L 19 x l 11 x h 6.5
- . Poids : 0.400 kg

PRAKTICUS I Adulte Noir 1 sortie

- | | |
|---------------|--|
| FB9021.20.112 | avec Brassard velcro noir – chromé |
| FB9021.20.172 | avec Brassard velcro lavable VERT – chromé |

PRAKTICUS I COLOR Adulte 1 sortie

- | | |
|---------------|--|
| FB9021.20.105 | avec Brass. velcro BDX / Poire BDX – chromé |
| FB9021.20.108 | avec Brass. velcro VERT / Poire VERT – chromé |
| FB9021.20.116 | avec Brass. velcro RGE / Poire RGE – chromé |
| FB9021.20.117 | avec Brass. velcro BLEU / Poire BLEUE - chromé |

BRASSARD VELCRO NOIR AVEC POCHE

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| FB5001.01.050 | ADULTE (dim. 54 x 14,5 cm) |
| FB5001.01.053 | OBESE (dim. 60 x 14,5 cm) |
| FB5001.01.055 | ENFANT (dim. 35 x 11 cm) |
| FB5001.01.060 | BEBE (dim. 32 x 7 cm) |
| FB5001.01.130 | NOUVEAU-NE (dim. 26,5 x 5 cm) |