

Pièces de rechange pour 3M™ Littmann®, embouts auriculaires clipsables souples, gris, grands et petits, 40002, kit



Détails

- Qualité et fiabilité Littmann® dans un seul kit
- Embouts auriculaires de rechange pour tous les stéthoscopes Littmann

Les stéthoscopes 3M™ Littmann® offrent un niveau de qualité élevé attendu par les professionnels de santé et chaque pièce de rechange et accessoire respecte ces mêmes standards d'exigence. Proposés en kits pratiques correspondant à nos modèles de stéthoscopes, les pièces de rechange et accessoires Littmann facilitent les réparations. Chaque article est fabriqué avec soin pour s'adapter parfaitement à votre stéthoscope Littmann®.

Le kit de pièces détachées pour tout stéthoscope 3M™ Littmann® contient deux petits (1,3 mm) embouts auriculaires gris clipsables souples. Les embouts auriculaires, clipsés et souples, s'adaptent à toutes les formes d'oreilles pour offrir une excellente étanchéité acoustique et un confort optimal. Ils se clipsent fermement sur les extrémités des branches de la lyre et, par sécurité, ne se retirent qu'avec une certaine force.