

# STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II SIMPLE PAVILLON, NOIR

Réf. DSP507260



# STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II SIMPLE PAVILLON, NOIR



Réf. DSP507260

**Le Magister II est un stéthoscope professionnel plus performant, plus polyvalent, plus pro.**

#### HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Membrane flottante multifréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres en aluminium

#### CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie

#### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3700446030285

Garantie (mois) : 60

Code douanier : 90181990

Stérile : Non

#### MESURES

##### Unité nue

##### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,399

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



07/05/2021 19:31 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSP507260

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.