



Spengler

DEPUIS 1907



Magister II

DOUBLE PAVILLON

STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

CE



Spengler

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

www.spengler.fr

Tél. : **+33 (0)4 42 52 89 89**

Mail : **contact@spengler.fr**

STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

Magister II DOUBLE PAVILLON

*Le professionnel.
Plus performant,
plus polyvalent,
plus pro*



PAVILLON ACIER INOX

Parce que l'acier inoxydable offre les meilleures propriétés acoustiques, nous l'avons utilisé pour la conception des pavillons des stéthoscopes MAGISTER II et CARDIOPRESTIGE II. De plus nous avons augmenté les épaisseurs là où cela était nécessaire afin de sublimer l'acoustique.



ADAPTÉ AU BRASSARD

Adaptés aux brassards, les stéthoscopes CARDIOPRESTIGE II, MAGISTER II et PULSE II sont conçus avec des bords fins, parfaitement adaptés aux extrémités du brassard du tensiomètre.



MEMBRANE FLOTTANTE

Présente sur les deux pavillons :

- Pression légère pour une écoute des basses fréquences
- Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences.



INDICATEUR DE PAVILLON

Initié par une observation des médecins, nous avons par une idée aussi simple qu'un point, révolutionné l'usage du stéthoscope. Avec l'indicateur vous savez quel coté du pavillon est actif.



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
● Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Silver	507 251
● Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Black	507 261

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

Garantie légale

(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les tensiomètres Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 5 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant

d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (embouts auriculaires, membranes et bagues anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

Tél. : **+33 (0)4 42 52 89 89**

Mail : **contact@spengler.fr**