

## Lampe stylo diagnostic



### HALOGENE

LX.D1.212.112	Noire
LX.D1.212.212	Bleue
LX.D1.212.312	Grise
LX.D1.212.412	Rouge
LX.D1.212.512	Jaune
LX.D1.212.612	Verte
LX.D1.212.912	Blanche
LX.D1.312.912	KIDS

Lampe-stylo de qualité supérieure pour le diagnostic médical. Connecteur sur l'agrafe.

Ampoule standard 2,2 V.

Durée de vie de l'ampoule : 5h en utilisation intensive.

Intensité lumineuse : 0.25A – 5 lm (lumen)

Poids : 31,5 g.

Livré en sachet plastifié.

Fonctionne avec 2 piles AAA fournies.

Fabriqué en Allemagne par Luxamed.

Garantie : 2 ans

### A LED

LX.D1.211.112	Noire
LX.D1.211.212	Bleue
LX.D1.211.312	Grise
LX.D1.211.412	Rouge
LX.D1.211.512	Jaune
LX.D1.211.612	Verte
LX.D1.211.912	Blanche
LX.D1.311.912	KIDS

Lampe-stylo de qualité supérieure pour le diagnostic médical. Connecteur sur l'agrafe.

**Ampoule LED autorisée et approuvée pour le diagnostic de l'œil.**

Ampoule LED 3,0 V.

Durée de vie de l'ampoule LED : 100 000 h en utilisation intensive.

Intensité lumineuse : 20 000 – 25 000 mcd (mili candela) – 5 lm (lumen)

Poids : 31,5 g.

Livré en sachet plastifié.

Fonctionne avec 2 piles AAA fournies.

Fabriqué en Allemagne par Luxamed.

Garantie : 2 ans

### Accessoires (garantie : 2 ans)

LX.D5.311.212	Filtre bleu pour diagnostic de l'oeil
LX.D5.313.112	Miroir laryngé avec support abaisse-langue

