

# Oxymètre de pouls Oxy Quick JOLETI

0232271030

# joleti



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### Domaine d'application

Pour adulte

### SpO<sub>2</sub>

|                                                                                    |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Plage de mesures :                                                                 | 70 ~ 90%                                                 |
| Précision de mesure :                                                              | 70% ~ 90% : ± 2 décimales<br>0% ~ 69% : pas de précision |
| Résolution :                                                                       | 1%                                                       |
| Mesure de débit sanguin : PI = 0,4%, SpO <sub>2</sub> = 70%, précision de mesure : | 30 BPM                                                   |

### Fréquence du pouls

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Plage de mesure : | 30 ~ 240 bpm    |
| Précision :       | ± 1 bpm ou ± 1% |
| Résolution :      | 1 bpm           |

### Affichage

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type :       | Écran à affichage OLED                                               |
| Paramètres : | SpO <sub>2</sub> , Fréquence de pouls, graphique de lecture du pouls |

### Conditions d'utilisation :

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement : | 5°C ~ 40°C                                                                       |
| Température de stockage :       | -20°C ~ +55°C                                                                    |
| Humidité ambiante :             | ≤ 80% sans condensation en fonctionnement<br>≤ 93% sans condensation en stockage |
| Pression atmosphérique :        | 86 kPa ~ 106 kPa                                                                 |

## CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : Blanc, or ou noir
- Ecran OLED bicolore, avec affichage du pourcentage de SpO<sub>2</sub>, fréquence cardiaque, barregraphe de pulsation et pléthysmogramme.
- 6 modes d'affichage et 4 orientations pour un confort de lecture
- Mode programmation alarme et fréquence cardiaque
- Menu : fonction réglages (alarme sonore etc.)
- 2 piles alcalines AAA. L'appareil s'éteint automatiquement.
- Option de transfert de DATA sur carte USD

### Dimensions

L. 58 x l. 35 x H. 30 mm

### Poids (sans les piles)

33 g

### Alimentation

2 x piles alcalines AAA

### Le pack contient

- 1 oxymètre YK-81
- 1 lanière
- 1 manuel d'utilisation
- 2 piles alcalines AAA
- Une pochette de transport (option)
- 1 protection silicone (option)

REMARQUE: Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Distributeur :



**La Centrale Médicale**  
ZI de la Petite Dimerie  
15, rue du 11 Novembre  
62310 FRUGES (FRANCE)



**Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd.**  
4F Building C8, 40 Jingshan Road,  
Economic and Technological Development Zone,  
221000 Xuzhou,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



**Prolinx GmbH**  
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf GERMANY  
Competent Authority Code : DE/CA200  
Fax : 0049 2131 405 1968-9 - Tel : 0049 2131 405 1968-0  
Email : med@eulinx.eu

Origine : Chine