

Технический лист / Technical Data Sheet

Код продукции/ **ITEM CODE** :

T5Z110140140RM0

Описание единицы продукции/ **ITEM DESCRIPTION** :

110x140x140 Fukuda Denshi OP-222TE, FX7202,

Edan SE601

Basic UDI-DI

482025514PAPERECGDHLSONZ

Модель изготовлена в соответствии с высокими стандартами качества. Эквивалентна оригинальной продукции. Устройство Класса 1 согласно правилу 1, главе III, приложению VIII, постановлениям MDR 2017/745. Используется термо бумага высокого качества, что гарантирует стабильность размеров и изображения в течении долгого времени.

The model is made in accordance with high quality standards. It is equivalent to the original version. Device of Class I according to rule 1, chapter III, Annex VIII, regulations MDR 2017/745. High quality thermal paper is used, which guarantees image and dimension stability for long time.

РАЗМЕРЫ И ДОПУСКИ / DIMENSIONS AND TOLERANCES

Печать и цвет сетки

красный/red

Printing and colour of grid

ПАЧКИ/ Z-FOLDS

Высота (мм) (+ 0 / - 0,5 мм)

110

Height (mm) (+ 0 / - 0,50 mm)

Фальц (мм) (+ 0 / - 0,20 мм)

140

Length (mm) (+ 0 / - 0,20 mm)

Количество листов (+ 0 - 3%)

140

Number of sheets (+ 0 - 3%)

Прог. номерац.

-

Prog. Num.

Конечный сигнал пачки (1 + 0,5 / - 0 м)

1,4

End Signal of pack

РУЛОНЫ/ ROLLS

Высота роля (мм)(+ 0 - 0,5 мм)

Roll height (mm)(+ 0 - 0,5 mm)

Длина роля (м)(+ 0 - 3%)

Length of role (m)(+ 0 - 3%)

Поперечная перфорация (мм)(+ 0 / - 0,20мм)

Transverse perforation(mm)(+ 0/- 0,20mm)

Внутренний диаметр трубки (+ 0,5 / - мм)

Tube Internal diameter(+0,5/-0mm)

Конечный сигнал роля (1+ 0,5 / - 0м)

End Signal of roll

Намотка

Winding

Максимальный наружный диаметр (мм)

Maximum external diam.(mm)

ЧЕРНАЯ МЕТКА И ОТВЕРСТИЕ / BLACK MARK AND HOLE

Размеры (мм)(± 0,5 мм)

8x11

Dimensions, mm (± 0,5 mm)

Положение относительно края (мм)(± 0,5 мм)

0

Position considering margin (mm)

Положение относительно длины (мм)(± 0,5 мм)

15

Position considering length, mm(± 0,5 mm)

Расстояние между метками, отверстиями (мм)(±0,5мм)

140

Distance between black-marks, holes, mm(±0,5mm)

Интенсивность черной метки

1,2-1,40

Intensity of black colour

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУМАГИ/ PAPER TECHNICAL CHARACTERISTICS

Тип бумаги

Термобумага с черным термослоем

Type of paper

Thermal paper with black thermolayer

Вес бумаги (г/м2)(± 4)

55

Paper weight (gr / mq) (± 4)

Плотность бумаги (микрон) (± 5)

60

Paper thickness (micron)(± 5)

Производитель: ТОВ "Солар", вул. Петра Дорошенка, 57, 36014 Полтава, Україна

Manufacturer: ООО "Solar", Petra Doroshenka str., 57, 36014 Poltava, Ukraine

+380503057711; +380675333007

Контроль документа/ Document Control

Составлено/ **Compiled by**: Елена Колесникова

Signature

Дата/ **Date**:

Утверждено/ **Approved by**: Екатерина Бибик

Signature

Дата/ **Date**:

Ссылки на документы/ References to documents :

имя файла:

T5Z110140140RM0_I01.01_8x11

Стр. / Всего стр.: 1 / 1

file name:

T5Z110140140RM0_TK_8x11

Page / Total pages: 1/1