

Технический лист / Technical Data Sheet

Код продукции/ ITEM CODE :

T5Z150100150VM0

Описание единицы продукции/ ITEM DESCRIPTION :

150x100x150 Hewlett Packard M1911A
Philips M1911A

Basic UDI-DI

482025514PAPERECGDHLSONZ

Модель изготовлена в соответствии с высокими стандартами качества. Эквивалентна оригинальной продукции. Устройство Класа 1 согласно правилу 1, главе III, приложению VIII, постановлениям MDR 2017/745. Используется термо бумага высокого качества, что гарантирует стабильность размеров и изображения в течении долгого времени.

The model is made in accordance with high quality standards. It is equivalent to the original version. Device of Class I according to rule 1, chapter III, Annex VIII, regulations MDR 2017/745. High quality thermal paper is used, which guarantees image and dimension stability for long time.

РАЗМЕРЫ И ДОПУСКИ / DIMENSIONS AND TOLERANCES

Печать и цвет сетки

зеленый/green

Printing and colour of grid

ПАЧКИ/ Z-FOLDS

Высота (мм) (+ 0 / - 0,5 мм)

150

Height (mm) (+ 0 / - 0,50 mm)

Фальц (мм) (+ 0 / - 0,20 мм)

100

Length (mm) (+ 0 / - 0,20 mm)

Количество листов (+ 0 - 3%)

150

Number of sheets (+ 0 - 3%)

Прог. номера.

+

Prog. Num.

Конечный сигнал пачки (1 + 0,5 / - 0 м)

0,6

End Signal of pack (1 + 0,5 / - 0 m)

РУЛОНЫ/ ROLLS

Высота роля (мм)(+ 0 - 0,5 мм)

Roll height (mm)(+ 0 - 0,5 mm)

Длина роля (м)(+ 0 - 3%)

Length of role (m)(+ 0 - 3%)

Поперечная перфорация (мм)(+ 0 / - 0,20мм)

Transverse perforation(mm)(+ 0/- 0,20mm)

Внутренний диаметр трубки (+ 0,5 / - мм)

Tube Internal diameter(+0,5/-0mm)

Конечный сигнал роля (1+ 0,5 / - 0м)

End Signal of roll

Намотка

Winding

Максимальный наружный диаметр (мм)

Maximum external diam.(mm)

ЧЕРНАЯ МЕТКА И ОТВЕРСТИЕ / BLACK MARK AND HOLE

Размеры (мм)(± 0,5 мм)

6x5 / 3x7

Dimensions, mm (± 0,5 mm)

Положение относительно края (мм)(± 0,5 мм)

1 / 1

Position considering margin (mm)

Положение относительно длины (мм)(± 0,5 мм)

60,5 / 52

Position considering length, mm(± 0,5 mm)

Расстояние между метками, отверстиями (мм)(±0,5мм)

100

Distance between black-marks, holes, mm(±0,5mm)

Интенсивность черной метки

1,2-1,40

Intensity of black colour

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУМАГИ/ PAPER TECHNICAL CHARACTERISTICS

Тип бумаги

Термобумага с черным термослоем

Type of paper

Thermal paper with black thermolayer

Вес бумаги (г/м2)(± 4)

55

Paper weight (gr / mq) (± 4)

Плотность бумаги (микрон) (± 5)

60

Paper thickness (micron)(± 5)

Производитель: ТОВ "Солар", вул. Петра Дорошенка, 57, 36014 Полтава, Україна

Manufacturer: ООО "Solar", Petra Doroshenko str., 57, 36014 Poltava, Ukraine

+380503057711; +380675333007

Контроль документа/ Document Control		
Составлено/ Compiled by: Елена Колесникова	Signature	Дата/ Date:
Утверждено/ Approved by: Екатерина Бирик	Signature	Дата/ Date:

Ссылки на документы/ References to documents :

имя файла:	T5Z150100150VM0_I01.01	Стр. / Всего стр.: 1 / 1
file name:	T5Z150100150VM0_TK	Page / Total pages: 1/1